



E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN

NIT.812 003 851 - 0
TEL.7589700 - 7587539 - 7587670 - FAX. 7777507
SAHAGÚN - CÓRDOBA

PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO PMH

E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE SAHAGUN

SAHAGUN - CÓRDOBA.



E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN

NIT.812 003 851 - 0
TEL.7589700 - 7587539 - 7587670 - FAX. 7777507
SAHAGÚN - CÓRDOBA

INTRODUCCIÓN

En cumplimiento de su misión La ESE Hospital San Juan de Sahagún tiene la exigencia de desarrollar sus actividades en el marco de la normatividad vigente, garantizando la adecuada gestión de los procesos de ambiente físico, en lo referente a sus instalaciones y abordando eficientemente el ciclo administrativo del Equipamiento Biomédico, buscando de esta manera una prestación eficiente, oportuna y segura de los servicios de salud.

Para esta entidad el mantenimiento preventivo es un procedimiento periódico para minimizar el riesgo de fallo y asegurar la continua y correcta operación alargando así la vida útil de los equipos, sin riesgos para los pacientes y para el personal médico asistencial que manejan los equipos, logrando de esta manera extender su vida útil y dar un servicio de excelente calidad; buscando mejorar la prestación en las áreas de servicios de infraestructura física, dotación biomédica e industrial de uso hospitalario, muebles de uso administrativo y asistencial, sistemas de comunicación e informática y vehículos.

Por lo anterior el aspecto de mayor relevancia para el mantenimiento de la entidad es conservarlo en condiciones de funcionamiento seguro, eficiente y minimizando los recursos económicos, previniendo daños o reparándolos cuando ya se hubieran producido con base en procesos establecidos y una programación desarrollada con el fin de garantizar una óptima calidad en el ambiente físico y equipamiento para el desempeño seguro de los clientes internos que se encuentran oportunidad en la solicitud del servicio.

El presente Plan es una herramienta técnico administrativa, que contiene la realización de una serie de actividades dirigidas principalmente a prevenir averías, y a restablecer la infraestructura y la dotación hospitalaria a su estado normal de funcionamiento, así como las actividades tendientes a manejar el funcionamiento de los equipos de tal manera que se contribuya a garantizar la operación segura, el funcionamiento correcto, a máximas prestaciones y a costo efectivo.



E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN

NIT.812 003 851 - 0
TEL.7589700 - 7587539 - 7587670 - FAX. 7777507
SAHAGÚN - CÓRDOBA

1. OBJETIVOS.

GENERAL

Asegurar la asignación dentro de los recursos destinados por la Institución, los montos necesarios para el desarrollo de las labores de mantenimiento hospitalario, conforme a las necesidades previstas, buscando conservar la infraestructura, equipamiento médico, equipos industriales, equipos de informática, comunicación y muebles de uso administrativo y asistencial; en las mejores condiciones de operación, funcionalidad y seguridad, con el propósito de realizar una prestación óptima de los servicios de salud.

ESPECÍFICOS

- Planear, programar y aplicar los planes de mantenimiento preventivo que sean requeridos para conservación de la infraestructura y dotación de la institución.
- Verificar cumplimiento de planes de mantenimiento preventivo de equipos biomédicos, industriales e infraestructura.
- Documentar y mantener la información de las actividades de mantenimiento de la dotación.
- Proporcionar un entorno seguro y funcional, mediante el mantenimiento adecuado de todos los equipos.
- Satisfacer los requisitos del sistema de gestión de calidad de la institución.



E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN

NIT.812 003 851 - 0

TEL.7589700 - 7587539 - 7587670 - FAX. 7777507
SAHAGÚN - CÓRDOBA

2. MARCO LEGAL

- La Ley 100 de 1993 establece en el artículo 189 que las IPS públicas y privadas, que suscriban contratos con la nación o con entidades territoriales que superan el 30% de sus ingresos totales deben destinar el mínimo del 5% de su presupuesto total a las actividades de mantenimiento de la infraestructura y dotación hospitalaria.
- En el Decreto 1769 de 1994 se establecen reglamentaciones en cuanto a la inspección, vigilancia y control en la asignación y ejecución de los recursos destinados al mantenimiento hospitalario y en la elaboración y aplicación de los planes de mantenimiento hospitalario en las instituciones prestadoras de servicios de salud hospitalarios.
- En el Decreto 4725 del 2005, se hacen aportes importantes referentes a la calidad del servicio de mantenimiento de los dispositivos médicos y a la tecnovigilancia postmercado para poder identificar y localizar los incidentes adversos asociados al uso de los dispositivos médicos.
- Resolución 4816 de 2008, por la cual se reglamenta el programa nacional y los planes institucionales de tecnovigilancia.
- En la Resolución 2103 del 2014, se establecen las condiciones que deben cumplir los Prestadores de Servicios de Salud para habilitar sus servicios e implementar el componente de auditoría para el mejoramiento de la calidad de atención. En el ítem No. 3, se establecen todos los requerimientos para la habilitación en cuanto a dotación y mantenimiento, como también sus modos de verificación correspondientes.

Para dotación y mantenimiento, los principales requerimientos de habilitación son: inventarios, hojas de vida de equipos, verificación de programas de mantenimiento basados en recomendaciones del fabricante y control de calidad a las actividades de mantenimiento.



E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN

NIT.812 003 851 - 0
TEL.7589700 - 7587539 - 7587670 - FAX. 7777507
SAHAGÚN - CÓRDOBA

3. PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Para el Mantenimiento de equipos biomédicos e industriales del **HOSPITAL SAN JUAN DE SAHAGUN 2121** se debe contratar con personal externo debido a que en la planta de personal de la entidad no cuenta con recurso humano calificado.

ALCANCE

El presente plan aplica a todos los equipos biomédicos, industriales y planta física de la institución, los cuales sean necesarios para la atención del paciente en todos los servicios de la ESE Hospital San Juan de Sahagún.

4. DEFINICIONES

DOTACION HOSPITALARIA. Para los efectos de la actividad de mantenimiento, la dotación hospitalaria comprende: el equipo industrial de uso hospitalario, el equipo biomédico, los muebles para uso administrativo y para usos asistenciales, y los equipos de comunicaciones e informática.

EQUIPO BIOMEDICO. Cualquier instrumento, aparato, máquina, software, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos propuestos por el fabricante para su uso en: Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad.

EQUIPO INDUSTRIAL DE USO HOSPITALARIO. Hacen parte de la dotación esenciales para el funcionamiento general de la institución pertenecen a este grupo, las plantas eléctricas, los equipos de lavandería y de cocina, las calderas, las bombas de agua, las autoclaves, el equipo de seguridad, el de refrigeración y aquellos equipos relacionados con servicios de apoyo hospitalario.

EQUIPO DE COMUNICACIONES E INFORMATICA. Hacen parte del equipo de comunicaciones e informática: el equipo de cómputo, las centrales telefónicas, los equipos de radiocomunicaciones, los equipos que permiten el procesamiento, reproducción y transcripción de información y todos aquellos que conforman el sistema de información hospitalario.

INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA. Para los efectos del mantenimiento, se entiende por infraestructura hospitalaria los edificios, las instalaciones físicas, las redes eléctricas, de sistemas y comunicaciones, telefónicas, hidráulicas y de vapor, redes locales, redes de conducción de gases medicinales y las áreas adyacentes a las edificaciones.

MANTENIMIENTO. Acciones necesarias para que un elemento sea conservado o restaurado de manera que pueda permanecer de acuerdo con una condición especificada.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO. Es el conjunto de tareas destinadas a corregir los defectos que se van presentando en los distintos equipos cuando a consecuencia de una falla ha dejado de proporcionar la calidad de servicio y fiabilidad en el funcionamiento esperada.



E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN

NIT.812 003 851 - 0
TEL.7589700 - 7587539 - 7587670 - FAX. 7777507
SAHAGÚN - CÓRDOBA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Mantenimiento que se realiza de forma preestablecida, siguiendo protocolos de servicio recomendados por los fabricantes de los equipos estipulados en sus manuales técnicos y por la experiencia de cada institución en el uso de estos, con el objetivo de prevenir la ocurrencia de fallas, este incluye limpieza interna, externa, y verificación de parámetros de funcionamiento.

MANTENIMIENTO HOSPITALARIO. Por mantenimiento hospitalario se entiende la actividad técnico-administrativa dirigida principalmente a prevenir averías, y a restablecer la infraestructura y la dotación hospitalaria a su estado normal de funcionamiento, así como las actividades tendientes a mejorar el funcionamiento de un equipo.

El Plan de Mantenimiento Preventivo, se divide en dos Capítulos:

Mantenimiento de la dotación

El equipo biomédico

- Equipo de prevención
- Diagnóstico
- Tratamiento
- Rehabilitación

El equipo industrial de uso hospitalario

- Plantas eléctricas.
- Aire Acondicionado
- Equipos de refrigeración
- Equipos relacionados con servicios de apoyo hospitalario.
- Otros equipos industriales.

Equipos de comunicaciones e informática.

- Equipos de cómputo.
- Centrales telefónicas.
- Equipos de radiocomunicaciones.
- Equipos para el procesamiento, reproducción y transcripción de información.
- Todos aquellos que conformen el sistema de información hospitalario.
- Otros equipos de comunicaciones e informática.

Muebles para el uso administrativo y para usos asistenciales

Mantenimiento de la infraestructura

- Edificios.
- Instalaciones físicas.
- Sistema de Redes
- Áreas adyacentes a las edificaciones.



E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN

NIT.812 003 851 - 0

TEL.7589700 - 7587539 - 7587670 - FAX. 7777507
SAHAGÚN - CÓRDOBA

5. MANTENIMIENTO DE LA DOTACIÓN

Es importante tener como protocolo, que si se adquiere un equipo que requiere de infraestructura especial, el distribuidor o fabricante de este, desde el momento en que es contactado, deberá tener personal disponible para visitar el área donde se efectuará la instalación, para asesorar la construcción de la obra física, informar y verificar el cumplimiento de las normas necesarias para instalación del equipo, todo esto encaminado a que las condiciones para la instalación sea óptima y desde este punto pueda garantizarse la longevidad de los mismos.

Después de realizada una buena instalación es absolutamente indispensable un mantenimiento periódico para asegurar el funcionamiento ininterrumpido de los equipos a través del tiempo. Se ha desarrollado un PROGRAMA DE MANTENIMIENTO INTEGRAL especial para los equipos adquiridos que incluye: Limpieza, lubricación, revisiones, ajustes periódicos, acciones adicionales según necesidad.

GENERALIDADES

- Las fechas de realización de mantenimientos preventivos están estipulados en el plan de mantenimiento preventivo de la institución
- El diligenciamiento de los reportes de mantenimiento se levanta para cada equipo cada vez que se le aplica el procedimiento y es firmado por el Biomédico o técnico dependiendo del tipo de equipo a mantener (biomédico o industrial) y por jefe del servicio y/o responsable de cada equipo, y se archivan en las hojas de vida existentes de los equipos.
- Los equipos que cuenten con garantía vigente y equipos en comodato solo son manipulados por la empresa que suministró el equipo hasta que se cumplan los tiempos preestablecidos.
- Los equipos biomédicos e industriales a los cuales se les realiza mantenimiento se encuentran descritos en el plan de mantenimiento por área, existente en archivo de mantenimiento.
- El mantenimiento preventivo de los equipos biomédicos se realiza de acuerdo a lo establecido en los protocolos de los fabricantes previamente definidos según el tipo de equipos.
- Teniendo en cuenta el tipo de tecnología y la clasificación por riesgo que presenta el equipo biomédico el proceso de mantenimiento preventivo lo realizará el Biomédico y/o Auxiliar de mantenimiento. Siendo responsable técnico de las actividades de mantenimiento el ingeniero.
- Si una vez finalizado el ciclo de mantenimiento, si algún equipo biomédico programado para el preventivo no recibió dicho proceso, el encargado de realizarlo deberá diligenciar el reporte de mantenimiento y en él especificar las causas por las cuales no se llevó a cabo la actividad. Igualmente, deberá terminar los mantenimientos preventivos faltantes en los primeros días del mes siguiente.



E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN

NIT.812 003 851 - 0

TEL.7589700 - 7587539 - 7587670 - FAX. 7777507
SAHAGÚN - CÓRDOBA

- Los reportes de mantenimiento diligenciados por el personal que realizó el proceso a un equipo biomédico, deberán registrarse en la hoja de Registro de Mantenimiento preventivo de equipos biomédicos.
- Al finalizar cada periodo de mantenimiento se entregaran los informes correspondientes, reportes de mantenimiento o el porcentaje de mantenimientos realizados y no realizados (teniendo en cuenta las causas de no realización. Igualmente se obtendrán los indicadores para cada uno de los encargados de realizar el mantenimiento preventivo de los equipos, lo cual permitirá analizar su eficiencia en la realización de dichos procesos.
- Todo este análisis junto con los indicadores obtenidos deberán quedar consignados en el registro de indicadores de mantenimiento preventivo mensual, documento que se archivara con las copias de los reportes de mantenimiento.



E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN

NIT.812 003 851 - 0
 TEL.7589700 - 7587539 - 7587670 - FAX. 7777507
 SAHAGÚN - CÓRDOBA

5.1 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS

NO.	QUE SE HACE	COMO SE HACE	QUIEN LO HACE	REGISTRO
1	Realizar programación de mantenimiento de equipos.	Programar las fechas para realizar mantenimiento preventivo a los equipos biomédicos e industriales de la entidad para todo el año. Organizar los mantenimientos programados en un registro mensual de actividades.	Biomédico y/o Auxiliar de Mantenimiento	Plan de mantenimiento anual. Registro de actividades mensuales.
2	Verificar los planes de mantenimiento existentes.	Revisar los planes de mantenimiento para conocer las fechas programadas para todos los equipos. Al inicio de cada mes se deberá informar a la entidad correspondiente la proximidad de la realización del mantenimiento. Esto con el fin de coordinar la disponibilidad del equipo.	Biomédico y/o Auxiliar de Mantenimiento	Cronograma de Mantenimiento.
3	Desarrollo del mantenimiento en sitio	Se realizan las actividades de mantenimiento en el lugar donde funcionan los equipos, aplicando los protocolos de mantenimiento preestablecidos y las recomendaciones del fabricante, teniendo en cuenta las normas de seguridad y bioseguridad según el caso. Hacer entrega formal del equipo a la persona responsable y diligenciar el reporte del servicio	Biomédico y/o Auxiliar de Mantenimiento	Reporte de servicio
4	Desarrollo del mantenimiento en taller de mantenimiento	Desplazarse al área correspondiente donde se encuentra el equipo a mantener, saludar cordialmente y solicitar el equipo correspondiente a la persona responsable del servicio. Retirar el equipo del área y trasladarlo hasta el taller de mantenimiento. Ubicar el equipo en el área correspondiente. Los equipos que por su tamaño o peso no puedan ser trasladados al taller de mantenimiento, se le realizara el mantenimiento en su sitio de funcionamiento.	Biomédico y/o Auxiliar de Mantenimiento	Reporte de servicio
4.1	Realizar el mantenimiento	Revisar el equipo correspondiente, destaparlo si lo requiere y realizarle los ajustes necesarios. Si en el mantenimiento se encuentra	Biomédico y/o Auxiliar de Mantenimiento	Hoja de vida de los equipos. Orden de pedido.

Calle 18 No. 1- 60 avenida hospital Sahagún Córdoba
 esehospitalsanjuan@gmail.com



E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN

NIT. 812 003 851 - 0

TEL. 7589700 - 7587539 - 7587670 - FAX. 7777507
SAHAGÚN - CÓRDOBA

		<p>un accesorio defectuoso que requiera cambio, se realiza la solicitud del mismo al almacenista, con dos cotizaciones previas.</p> <p>Revisar los parámetros de funcionamiento del equipo.</p> <p>Realizar limpieza interna y externa del equipo.</p> <p>Verificar la correcta operación del equipo durante un tiempo aproximado de 15 min o el que sea pertinente.</p> <p>Diligenciar el reporte de mantenimiento, especificando los datos allí solicitados</p>	o	Reporte de servicio.
4.2	Instalación del equipo en el área correspondiente.	<p>Trasladar el equipo en buen estado al área correspondiente y solicitar a la persona responsable del servicio para su recepción.</p> <p>Instalar el equipo en el sitio indicado y realizar prueba de funcionamiento con la persona responsable del servicio que recibe.</p> <p>Hacer firmar el reporte de mantenimiento por la persona responsable del servicio que recibe el equipo.</p> <p>Diligenciar formato de reporte de mantenimiento preventivo.</p> <p>El original del reporte de mantenimiento se archiva en la hoja de vida de los equipos y la copia en el registro de reportes de mantenimiento junto con la hoja de registros de mantenimiento preventivo.</p>	Biomédico y/o Auxiliar de Mantenimiento	Control de mantenimiento. Registro de mantenimiento preventivo.
5	Mantenimiento correctivo	<p>Una vez recibido el reporte o la orden de servicio, se programa el servicio para realizar en sitio o retirar el equipo para intervenir en taller, se hace la reparación, si es necesario se hace la solicitud de repuestos u accesorios y se diligencian los formatos correspondientes.</p>	Biomédico y/o Auxiliar de Mantenimiento	Orden de servicio Orden de pedido de repuestos Cotizaciones Reporte de mantenimiento
6	Plan de Mejoras y reclamos	<p>Se procederá de acuerdo a lo establecido en el enfoque general del proceso de mantenimiento.</p>	Biomédico y/o Auxiliar de Mantenimiento	Reporte de indicadores Plan de Mejora.



E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN

NIT.812 003 851 - 0

TEL.7589700 - 7587539 - 7587670 - FAX. 7777507
SAHAGÚN - CÓRDOBA

5.2 MANTENIMIENTO DE EQUIPO INDUSTRIAL DE USO HOSPITALARIO

El mantenimiento de este grupo de equipos se realiza en forma semestral por el personal encargado y en ocasiones por contratista externo, se aplica el mismo esquema de mantenimiento que el de los equipos biomédicos, teniendo en cuenta para su intervención: Plantas eléctricas, Bombas de agua, Equipos de refrigeración y aire acondicionado, Otros equipos industriales de apoyo hospitalario, Equipos de Seguridad, Equipos de lavandería y cocina si aplica

5.3 MANTENIMIENTO DE MUEBLES PARA USO ADMINISTRATIVO Y PARA USOS ASISTENCIALES.

Para el mantenimiento de muebles se realizarán solo acciones correctivas que se realizarán por el encargado de mantenimiento y otros serán contratados por evento. Se incluyen las camillas, las camas hospitalarias, los escritorios, los armarios, los carros de medicamentos, camas ginecológicas, los muebles de las salas de espera entre otros.

5.4 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES E INFORMÁTICA.

Para el mantenimiento de equipos de comunicaciones e informática se aplicará la misma metodología que con los equipos biomédicos e industriales, mediante la contratación de empresas especializadas en este tipo de equipos.

Cronograma de actividades de mantenimiento a equipo de comunicaciones y de cómputo, Centrales telefónicas, Equipos de radiocomunicaciones, Equipos para el procesamiento, reproducción y transcripción de información, Todos aquellos que conformen el sistema de información.

6. MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA

El mantenimiento de las instalaciones físicas se desarrolla en forma preventiva anual donde se intervienen en su totalidad los acabados de las instalaciones realizando resane y pintura general de paredes, cielo raso, puertas etc. Para efectos de daños ocasionales se debe hacer una solicitud por escrito al encargado de Mantenimiento. Inicialmente esta solicitud puede hacerla la persona que detecte la falla bien sea al encargado del área o la oficina de administración, quien procederá al diligenciamiento del formato para su respectiva gestión.

A partir de las revisiones de reconocimiento realizadas anualmente se identifica y se definen las áreas a intervenir:

- Instalaciones físicas, paredes, pisos, techos, cerramiento etc.
- Redes eléctricas, de sistemas y comunicaciones, telefónicas, hidráulicas, sanitarias y redes de conducción de gases medicinales si aplica.
- Áreas adyacentes a las edificaciones.

Calle 18 No. 1- 60 avenida hospital Sahagún Córdoba
esehospitalsanjuan@gmail.com



E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN

NIT.812 003 851 - 0

TEL.7589700 - 7587539 - 7587670 - FAX. 7777507
SAHAGÚN - CÓRDOBA

- Tanques o alberca de reserva de agua potable
- Otros pertenecientes a la infraestructura.

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS

La institución contratará el servicio de calibración de equipos biomédicos con una empresa especializada y se garantizará la cobertura de la dotación que requiera este servicio.

La idoneidad del laboratorio se verificará con:

- Certificados de calibración de patrones
- Registros INVIMA del personal del laboratorio
- Acreditación de variables que lo requieran

Como resultado del proceso metrológico se evidenciarán los stickers y certificados de calibración por equipo calibrado, además de un reporte donde se amplíen las no conformidades para la retroalimentación del personal de mantenimiento o para justificar técnicamente la baja de un equipo si es el caso.

La periodicidad de calibración será anual, como es requerido por la normatividad actual vigente.

Verificado y Aprobado por,

GHASSAN NADER NAME
Gerente ESE Hospital San Juan de Sahagún



E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN

NIT.812 003 851 - 0

TEL.7589700 - 7587539 - 7587670 - FAX. 7777507
SAHAGÚN - CÓRDOBA

ANEXO 1 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INDUSTRIALES

DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	PERIODICIDAD	FECHAS D/M/A	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
PLANTA ELÉCTRICA	Patio Externo	SEMESTRAL		CONTRATISTA EXTERNO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO MEDICIONES, LIMPIEZA, CAMBIOS DE ELEMENTOS DETERIORADOS, CAMBIO DE ACEITE Y ACCESORIOS EN CASO NECESARIO
EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT	En diferentes servicios	SEMESTRAL SEGUN CRONOGRAMAS		CONTRATISTA EXTERNO	VERIFICACIÓN DE GAS REFRIGERANTE, AJUSTES, LIMPIEZA, LAVADO DE FILTRO Y CAMBIO ELEMENTOS DETERIORADOS
EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO CENTRAL	En diferentes servicios	TRIMESTRAL		CONTRATISTA	VERIFICACIÓN DE GAS REFRIGERANTE, AJUSTES, LIMPIEZA, LAVADO DE FILTRO Y CAMBIO ELEMENTOS DETERIORADOS
BOMBAS DE AGUA	Patio de la entidad	SEGÚN CRONOGRAMAS			VERIFICACIÓN, REVISIÓN, AJUSTES, LIMPIEZA, CAMBIO DE ELEMENTOS DETERIORADOS, ENGRASE
EQUIPOS DE INFORMÁTICA	Diferentes oficinas	SEMESTRAL			MANTENIMIENTO DE HARDWARE Y SOFTWARE



E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN

NIT.812 003 851 - 0

TEL.7589700 - 7587539 - 7587670 - FAX. 7777507
SAHAGÚN - CÓRDOBA

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS 2021																			
DATOS DEL EQUIPO				UBICACION	RESPONSABLE	ANTECEDENTES		AÑO 2021											
MARCA	MODELLO	SERIE	BTU/H	ÁREA		MANT	REPARA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
STAR LIGTH	ACH B5D		5TON	BANCO SANGRE															
STAR LIGHT	E603 A01		5TON	BANCO SANGRE															
WHIR POOL	TA24 CSAI KC4 2		24000	BANCO SANGRE															
MANTENIMIENTO PROGRAMADO																			
MANTENIMIENTO REALIZADO																			

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS 2021																			
DATOS DEL EQUIPO				UBICACION	RESPONSABLE	ANTECEDENTES		AÑO 2021											
MARCA	MODELLO	SERIE	BTU/H	ÁREA		MANT	REPARA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
STAR LIGHT	CENTRAL		5TON	PEDIATRIA															
STAR LIGHT	CENTRAL		5TON	PEDIATRIA															
STAR LIGHT	CENTRAL		5TON	PEDIATRIA															
				PEDIATRIA															
MANTENIMIENTO PROGRAMADO																			
MANTENIMIENTO REALIZADO																			



E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN

NIT.812 003 851 - 0

TEL.7589700 - 7587539 - 7587670 - FAX. 7777507
SAHAGÚN - CÓRDOBA

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS 2021																			
DATOS DEL EQUIPO				UBICACION AREA	RESPONSABLE	ANTECEDENTES		AÑO 2021											
MARCA	MODELLO	SERIE	BTU/H			MANT	REPARA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
COOLTECH			12100	URGENCIAS (CONS. PEDIATRICO)															
KONFORTALL			12100	URGENCIAS (GINECO-OBSTETRICIA)															
OLIMPO			24000	URGENCIAS (SALA TRAUMAS)															
COMFORT FRESH			3TON	URGENCIAS (SALA DE ESPERA)															
COMFORT FRESH			24000	URGENCIA (ENTRADA CONSULTORIOS)															
SIGMA			12100	URGENCIA (CONSULTORIO 1)															
ROYAL			12100	URGENCIA (CONSULTORIO 2)															
ROYAL			12100	URGENCIA (SALA REANIMACION)															
COMFORT STAR			24000	URGENCIA (OBSERVACION ADULTOS)															
WESTINGHOUSE			24000	URGENCIA (OBSERVACION ADULTOS)															
LG			24000	URGENCIA (OBSERVACION ADULTOS)															
AIRE			3/4	URGENCIA (ADMISIONES)															
MANTENIMIENTO PROGRAMADO																			
MANTENIMIENTO REALIZADO																			

Calle 18 No. 1- 60 avenida hospital Sahagún Córdoba
esehospitalsanjuan@gmail.com



E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN

NIT.812 003 851 - 0

TEL.7589700 - 7587539 - 7587670 - FAX. 7777507
SAHAGÚN - CÓRDOBA

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS 2021																			
DATOS DEL EQUIPO				UBICACION ÁREA	RESPONSABLE	ANTECEDENTES		AÑO 2021											
MARCA	MODELO	SERIE	BTU/H			MANT	REPARA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SAMSONG			12100	CIRUGIA (STAR MEDICO)															
OLIMPO			9000	CIRUGIA (SALA RECUPERACION)															
LG			24000	CIRUGIA (STAR ENFERMERIA)															
SIGMA			9000	CIRUGIA (RECEPCION MATERIAL)															
OLIMPO			9000	CIRUGIA (SALA ESPERA)															
LG			24000	CIRUGIA (QUIROFANO)															
BIGSTORIM			24000	CIRUGIA (QUIROFANO)															
OLIMPO			24000	CIRUGIA (QUIROFANO)															
MANTENIMIENTO PROGRAMADO																			
MANTENIMIENTO REALIZADO																			



E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN

NIT.812 003 851 - 0

TEL.7589700 - 7587539 - 7587670 - FAX. 7777507
SAHAGÚN - CÓRDOBA

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS 2021																				
DATOS DEL EQUIPO				UBICACION	RESPONSABLE	ANTECEDENTES		AÑO 2021												
MARCA	MODELO	SERIE	BTU/H	ÁREA		MANT	REPARA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
KALLEY			12100	PENSION HAB 1																
ROYAL			12100	PENSION HAB 2																
OLIMPIO			12100	PENSION HAB 3																
ROYAL			12100	PENSION HAB 4																
HAIER			12100	PENSIONH HAB 5																
TLC			12100	PENSION HAB 6																
LG			12100	PENSION HAB 7																
HAIER			12100	PENSION HAB 8																
HAIER			12100	PENSION HAB 9																
ROYAL			12100	PENSION HAB 10																
ROYAL			12100	PENSION HAB 11																
ROYAL			3TON	PENSION PASILLO																
STARLIGHT	CENTRAL		5TON	PENSION																
STARLIGHT	CENTRAL		5TON	PENSION																
STARLIGHT	CENTRAL		5TON	PENSION																
MANTENIMIENTO PROGRAMADO																				
MANTENIMIENTO REALIZADO																				



E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN

NIT.812 003 851 - 0

TEL.7589700 - 7587539 - 7587670 - FAX. 7777507
SAHAGÚN - CÓRDOBA

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS 2021																			
DATOS DEL EQUIPO				UBICACION	RESPON SABLE	ANTECEDENTES		AÑO 2021											
MAR CA	MO DE LO	SE RIE	BT U/ H	ÁREA		M A N T	RE PA RA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
OLIM PO			240 00	LABORAT ORIO CLINICO															
BIGS TORI OM			240 00	LABORAT ORIO CLINICO															
HACE B			900 0	FISIOTER APIA (TERAPIA FISICA)															
SIGM A			121 00	FISIOTER APIA (TERAPIA RESPIRAT ORIA)															
GE			121 00	OF. FISIOTER APIA															
MANTENIMIENTO PROGRAMADO																			
MANTENIMIENTO REALIZADO																			



E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN

NIT.812 003 851 - 0

TEL.7589700 - 7587539 - 7587670 - FAX. 7777507
SAHAGÚN - CÓRDOBA

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS 2021																			
DATOS DEL EQUIPO				UBICACION	RESPONSABLE	ANTECEDENTES		AÑO 2021											
MARCA	MODELLO	SERIE	BTU/H	ÁREA		MANT	REPARA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
STAR LIGHT	CENTRAL		5 TON	MATERNIDAD															
STAR LIGHT	CENTRAL		5 TON	MATERNIDAD															
STAR LIGHT	CENTRAL		5 TON	MATERNIDAD															
STAR LIGHT	CENTRAL		5 TON	MATERNIDAD															
STAR LIGHT	MSO-18CR		18000	MATERNIDAD															
MANTENIMIENTO PROGRAMADO																			
MANTENIMIENTO REALIZADO																			



E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN

NIT.812 003 851 - 0
 TEL.7589700 - 7587539 - 7587670 - FAX. 7777507
 SAHAGÚN - CORDOBA

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS 2021																			
DATOS DEL EQUIPO				UBICACION	RESPONSABLE	ANTECEDENTES		AÑO 2021											
MARCA	MODELLO	SERIE	BTU/H	ÁREA		MAN	REPARA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
STAR LIGHT	CENTRAL		5 TON	PABELLÓN MEDICINA INTERNA															
ROYAL			12100	CUARTO ESPECIALISTAS															
COMFORT FRESH			3 TON	AUDITORIO															
KALLEY			18000	OFICINA SINTRACORP															
STAR LIGHT			24000	RX															
EVERWELL			12100	ECOGRAFIA															
MUNDO DAKA			12100	CUARTO INTERNOS															
LG			24000	CUARTO INTERNOS															
SIGMA			12100	CITAS RX															
MANTENIMIENTO PROGRAMADO																			
MANTENIMIENTO REALIZADO																			



E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN

NIT.812 003 851 - 0

TEL.7589700 - 7587539 - 7587670 - FAX. 7777507
SAHAGÚN - CÓRDOBA

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS 2021																			
DATOS DEL EQUIPO				UBICACION ÁREA	RESPONSABLE	ANTECEDENTES		AÑO 2021											
MARCA	MODELO	SERIE	BTU/H			MANT	REPARA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
LG			12100	FACTURACION CONSUL. EXTERNA															
SIMPLY			9000	FACTURACION CONSUL. EXTERNA															
SAMSUNG			12100	CONSUL. EXTERNA (CONSULTORIO 1)															
KOMFORTALL			18000	CONSUL. EXTERNA (CONSULTORIO 2)															
OLIMPO			18000	CONSUL. EXTERNA (CONSULTORIO 3)															
ROYAL			12100	CONSUL. EXTERNA (CONSULTORIO 4)															
ROYAL			12100	CONSUL. EXTERNA (CONSULTORIO 5)															
ROYAL			18000	CONSUL. EXTERNA (PEDIATRIA)															
STARLIGHT			3TON	CONSUL. EXTERNA (SALA ESPERA)															
KOMFORTALL			18000	CONSUL. EXTERNA (SALA ESPERA)															
LG			12100	CONSUL. EXTERNA (SIAU)															
MANTENIMIENTO PROGRAMADO																			
MANTENIMIENTO REALIZADO																			



E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN

NIT.812 003 851 - 0

TEL.7589700 - 7587539 - 7587670 - FAX. 7777507
SAHAGÚN - CÓRDOBA

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS 2021																			
DATOS DEL EQUIPO				UBICACION ÁREA	RESPONSABLE	ANTECEDENTES		AÑO 2021											
MARCA	MODELO	SERIE	BTU/H			MANT	REPARA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SIGMA	SL12 100M		121 00	OF. PAGADURIA															
SIGMA	SL12 100M		121 00	OF. PERSONAL															
ROYAL	RSA D-12		121 00	OF. PRESUPUESTO															
ELECTROLUX		9290 9038 1	121 00	ATENCION AL USUARIO															
SIGMA			121 00	JURIDICA															
LG	SJ12 2CD		121 00	CONTABILIDAD															
LG	SJ12 2CD	02EX 8021	121 00	OF. ADMINISTRACION															
LG	SJ12 2CD		121 00	OF. ESTADISTICA															
SIGMA			121 00	SECRETARIA GERENCIA															
OLIMPIO	TWC1 2QB- D3NN C2A	6813 7	121 00	GERENCIA															
SIGMA	SL180 00		121 00	OF. EMPAQUE - RADICACION															
LG			240 00	OF. COORDINACION DE FACTURACION															
OLIMPIO			121 00	ALMACEN															
TCL	TAC- 24CS IH2		240 00	ALMACEN															
OLIMPIO	DACZ 413	OAC 244S 1406	240 00	ALMACEN															
MANTENIMIENTO PROGRAMADO																			
MANTENIMIENTO REALIZADO																			

Calle 18 No. 1- 60 avenida hospital Sahagún Córdoba
esehospitalsanjuan@gmail.com



E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN

NIT.812 003 851 - 0

TEL.7589700 - 7587539 - 7587670 - FAX. 7777507
SAHAGÚN - CÓRDOBA

MANTENIMIENTO AMBULANCIA AÑO 2021 AMBULANCIA OQE 183

ACTIVIDAD	ENERO	FEBRE RO	MAR ZO	ABRI L	MAY O	JUN IO	JUL IO	AGO STO	SEPTIEM BRE	OCTUB RE	NOVIEM BRE	DICIEM BRE
CAMBIO DE ACEITE	22 / 21 5000 KLS	19/21 5000 KMTS	26/21	23/21		25/2 1	30/2 1	27/21	24/21	29/21	26/21	
ENGRASE GENERAL		19 / 21		23/21		18/2 1		20/21		15/21		10/18
REPARACIONES												
SOAT				13/21								
REVISION TECNICO MECANICA				05/21								
LLANTAS (ALINEACIÓN Y BALANCEO)	22/21	CADA TRES MESES		23/21			16/2 1			22/21		03/21
MANTENIMIENTO AIRE	CADA SEIS MESES						09/2 1					03/21
MANTENIMIENTO GENERAL (EN GARANTIA)	22 / 21 cada 5.000 km											
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	1 garantía	CADA TRES Y SEIS										
LAVADO GENERAL	semanal											
EXTINGUIDORES	ANUAL											
INVENTARIO DE MEDICAMENTOS	semanal											

NOTAS


CLEDYS CORONADO
 Profesional Universitaria Área Administrativa

Calle 18 No. 1- 60 avenida hospital Sahagún Córdoba
 esehospitalsanjuan@gmail.com



E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN

NIT. 812 003 851 - 0

TEL. 7589700 - 7587539 - 7587670 - FAX. 7777507
SAHAGUN - CORDOBA

MANTENIMIENTO AMBULANCIA AÑO 2021 AMBULANCIA OQE 141

ACTIVIDAD	ENERO	FEBRE RO	MAR ZO	ABR IL	MA YO	JUN IO	JUL IO	AGOS TO	SEPTIEM BRE	OCTU BRE	NOVIEM BRE	DICIEM BRE
CAMBIO DE ACEITE	22 / 21 500 O KLS	19/21 5000 KMTS	26/21	23/2 1		25/2 1	30/2 1	27/21	24/21	29/21	26/21	
ENGRASE GENERAL		19 / 21		23/2 1		18/2 1		20/21		15/21		10/21
REPARACIONES SOAT				27/2 1								
REVISION TECNICO MECANICA			13/21									
LLANTAS (ALINEACION Y BALANCEO)	22/21	CADA TRES MESES		23/2 1			16/2 1			22/21		03/21
MANTENIMIENTO AIRE	CADA SEIS MESES						09/2 1					03/21
MANTENIMIENTO GENERAL (EN GARANTIA)	19 / 15 cada 5.000 km											
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	1 garantia	CADA TRES Y SEIS										
LAVADO GENERAL	semanal											
EXTINGUIDORES	ANUAL											
INVENTARIO DE MEDICAMENTOS	semanal											

NOTAS


CLEDY S CORONADO
Profesional Universitaria Área Administrativa

Calle 18 No. 1- 60 avenida hospital Sahagún Córdoba
esehospitalsanjuan@gmail.com



E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN

NIT.812 003 851 - 0

TEL.7589700 - 7587539 - 7587670 - FAX. 7777507
SAHAGÚN - CÓRDOBA

MANTENIMIENTO AMBULANCIA AÑO 2021 AMBULANCIA OFK372

ACTIVIDAD	ENERO	FEBRE RO	MAR ZO	ABRI L	MAYO	JUNI O	JU LIO	AG OS TO	SEPTIEM BRE	OCTU BRE	NOVIEM BRE	DICIEM BRE
CAMBIO DE ACEITE	19 / 21 500 O KLS	19/21 5000 KMTS	26/21	23/21		25/2 1	30/ 21	27/ 21	24/21	29/21	26/21	
ENGRASE GENERAL		19 / 21		23/21		16/2 1		20/ 21		15/21		10/21
REPARACIONES SOAT				24/21								
REVISION TECNICO MECANICA			22/21									
LLANTAS (ALINEACIÓN Y BALANCEO)	19/21	CADA TRES MESES		23/21			16/ 21			22/21		03/21
MANTENIMIENTO AIRE	CADA SEIS MESES						09/ 21					03/21
MANTENIMIENTO GENERAL (EN GARANTIA)	19 / 15 cada 5.000 km											
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	1 garan tia	CADA TRES Y SEIS										
LAVADO GENERAL	Sema nal											
EXTINGUIDORES	ANU AL											
INVENTARIO DE MEDICAMENTOS	Sema nal											

NOTAS


CLEDYS CORONADO
Profesional Universitaria Área Administrativa

Calle 18 No. 1- 60 avenida hospital Sahagún Córdoba
esehospitalsanjuan@gmail.com



E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN

NIT.812 003 851 - 0

TEL.7589700 - 7587539 - 7587670 - FAX. 7777507
SAHAGÚN - CÓRDOBA

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO DE RECARGA EXTINTORES AÑO 2021

EQUIPO	TIPO	CANTIDAD EXISTENTE	CAPACIDAD	FECHA MANTENIMIENTO
EXTINTOR	ABC	11	5 LBS	30 ABRIL 2021
EXTINTOR	ABC	12	10 LBS	
EXTINTOR	ABC	9	21 LBS	
EXTINTOR	SOLKAFLAM	9	3700 GR	
EXTINTOR	DE AGUA A PRESION	2	2.5GL	
EXTINTOR	GAS CARBONICO	1	CO2	


CLEDYS CORONADO
Profesional Universitaria
Área Administrativa



E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN

NIT.812 003 851 - 0
 TEL.7589700 - 7587539 - 7587670 - FAX. 7777507
 SAHAGÚN - CÓRDOBA

CRONOGRAMA MANTENIMIENTO SISTEMA HIDRAULICO Y DE CAÑERIAS 2021																	
SISTEMA HIDRAULICO DE CAÑERIAS		UBIC ACIÓ N	RESPO NSABL E	ANTECE DENTES		AÑO 2121											
ACTIVIDAD	RESPON SABLE	GENE RAL		MA NT	REPA RA	E N E	F E B	M A R	A B R	M A Y	J U N	J U L	A G O	S E P	O C T	N O V	D I C
LIMPIEZA	ALFONSO ACEVEDO	X						X					X				
REVISION DE CAJAS		X						X					X				
DESINFECCION DE ALBERCA Y TANQUE ELEVADO		X						X					X				
CAMBIO DE FILTRO		X						X					X				
MANTENIMIENTO REALIZADO																	
MANTENIMIENTO PROGRAMADO																	


 Profesional universitaria
 Área administrativa




E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN

NIT.812 003 851 - 0

TEL.7589700 - 7587539 - 7587670 - FAX. 7777507
SAHAGÚN - CÓRDOBA

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO TRANSFORMADOR ELECTRICO 2021

Actividades de mantenimiento	Periodicidad	Fecha de realización
Limpieza del área de subestación	Anual	15/04/2021
Revisión de líneas de alta tensión		
Revisión de tablero eléctrico		
Responsable del mantenimiento		



Profesional universitaria
Área administrativa



E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN

NIT.812 003 851 - 0

TEL.7589700 - 7587539 - 7587670 - FAX. 7777507
SAHAGÚN - CÓRDOBA

CRONOGRAMA DE LAVADO, ENGRASE Y CAMBIO DE ACEITE AMBULANCIAS Y MONTERO

AMBULANCIA	LAVADO (Semanal)	ENGRASE(cada 6 meses)	CAMBIO ACEITE (cada 3 meses)
OQE 141,OFK 372,OQE 183	SÁBADO 02 DE ENERO	04 DE ENERO/2021 ENGRASE	04 DE ENERO /2021 CAMBIO DE ACEITE
OQE 141,OFK 372,OQE 183	SÁBADO 9 DE ENERO		CADA 5000MIL KILOMETROS
OQE 141,OFK 372,OQE 183	SÁBADO 16 DE ENERO		
OQE 141,OFK 372,OQE 183	SÁBADO 23 DE ENERO		
OQE 141,OFK 372,OQE 183	SÁBADO 30 DE ENERO		
OQE 141,OFK 372,OQE 183	SÁBADO 6 DE FEBRERO		
OQE 141,OFK 372,OQE 183	SÁBADO 13 DE FEBRERO		
OQE 141,OFK 372,OQE 183	SÁBADO 21 DE FEBRERO		
OQE 141,OFK 372,OQE 183	SÁBADO 27 DE FEBRERO		
OQE 141,OFK 372,OQE 183	SÁBADO 6 DE MARZO		
OQE 141,OFK 372,OQE 183	SÁBADO 13 DE MARZO		
OQE 141,OFK 372,OQE 183	SÁBADO 21 DE MARZO		
OQE 141,OFK 372,OQE 183	SÁBADO 27 DE MARZO		
OQE 141,OFK 372,OQE 183	SÁBADO 03 DE ABRIL		
OQE 141,OFK 372,OQE 183	SÁBADO 10 DE ABRIL		
SÁBADO 17	SÁBADO 17		

Calle 18 No. 1- 60 avenida hospital Sahagún Córdoba
esehospitalsanjuan@gmail.com



E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN

NIT.812 003 851 - 0

TEL.7589700 - 7587539 - 7587670 - FAX. 7777507
SAHAGÚN - CÓRDOBA

	DE ABRIL		
OQE 141,OFK 372,OQE 183	SÁBADO 24 DE ABRIL		24 DE ABRIL /2021 CAMBIO DE ACEITE
OQE 141,OFK 372,OQE 183	SÁBADO 1 DE MAYO		CADA 5000MIL KILOMETROS
OQE 141,OFK 372,OQE 183	SÁBADO 08 DE MAYO		
OQE 141,OFK 372,OQE 183	SÁBADO 15 DE MAYO		
OQE 141,OFK 372,OQE 183	SÁBADO 22 DE MAYO		
OQE 141,OFK 372,OQE 183	SÁBADO 29 DE MAYO		
OQE 141,OFK 372,OQE 183	SÁBADO 05 DE JUNIO		
OQE 141,OFK 372,OQE 183	SÁBADO 12 DE JUNIO		
OQE 141,OFK 372,OQE 183	SÁBADO 19 DE JUNIO		
OQE 141,OFK 372,OQE 183	SÁBADO 26 DE JUNIO		
OQE 141,OFK 372,OQE 183	SÁBADO 3 DE JULIO		
OQE 141,OFK 372,OQE 183	SÁBADO 10 DE JULIO		
OQE 141,OFK 372,OQE 183	SÁBADO 17 DE JULIO		
OQE 141,OFK 372,OQE 183	SÁBADO 24 DE JULIO		
OQE 141,OFK 372,OQE 183	SÁBADO 31 DE JULIO		
OQE 141,OFK 372,OQE 183	SÁBADO 7 DE AGOSTO	SÁBADO 7 DE AGOSTO ENGRASE	SÁBADO 7 DE AGOSTO /2021 CAMBIO DE ACEITE
OQE 141,OFK 372,OQE 183	SÁBADO 14 DE AGOSTO		CADA 5000MIL KILOMETROS
OQE 141,OFK 372,OQE 183	SÁBADO 21 DE AGOSTO		
OQE 141,OFK 372,OQE 183	SÁBADO 29 DE AGOSTO		
OQE 141,OFK 372,OQE 183	SÁBADO 04 DE SEPTIEMBRE		
OQE 141,OFK 372,OQE 183	SÁBADO 11 DE SEPTIEMBRE		
OQE 141,OFK 372,OQE 183	SÁBADO 18 DE SEPTIEMBRE		
OQE 141,OFK	SÁBADO 25		

Calle 18 No. 1- 60 avenida hospital Sahagún Córdoba
esehospitalsanjuan@gmail.com



E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN

NIT.812 003 851 - 0
 TEL.7589700 - 7587539 - 7587670 - FAX. 7777507
 SAHAGÚN - CÓRDOBA

372,OQE 183	DE SEPTIEMBRE		
OQE 141,OFK 372,OQE 183	SÁBADO 02 DE OCTUBRE		
OQE 141,OFK 372,OQE 183	SÁBADO 09 DE OCTUBRE		
OQE 141,OFK 372,OQE 183	SÁBADO 16 DE OCTUBRE		
OQE 141,OFK 372,OQE 183	SÁBADO 23 DE OCTUBRE		
OQE 141,OFK 372,OQE 183	SÁBADO 30 DE OCTUBRE		30 DE OCTUBRE /2021 CAMBIO DE ACEITE
OQE 141,OFK 372,OQE 183	SÁBADO 06 DE NOVIEMBRE		CADA 500MIL KILOMETROS
OQE 141,OFK 372,OQE 183	SÁBADO 13 DE NOVIEMBRE		
OQE 141,OFK 372,OQE 183	SÁBADO 21 DE NOVIEMBRE		
OQE 141,OFK 372,OQE 183	SÁBADO 27 DE NOVIEMBRE		
OQE 141,OFK 372,OQE 183	SÁBADO 04 DE DICIEMBRE		
OQE 141,OFK 372,OQE 183	SÁBADO 11 DE DICIEMBRE		
OQE 141,OFK 372,OQE 183	SÁBADO 18 DE DICIEMBRE		
OQE 141,OFK 372,OQE 183	SÁBADO 25 DE DICIEMBRE		


CLEDYS CORONADO
 Profesional Universitaria
 Área administrativa

Calle 18 No. 1- 60 avenida hospital Sahagún Córdoba
 esehospitalsanjuan@gmail.com




E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN


NIT.812 003 851 - 0

TEL.7589700 - 7587539 - 7587670 - FAX. 7777507
SAHAGÚN - CÓRDOBA

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS 2021

EQUIPO	MARCA	REFERENCIA	UBICACIÓN	CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO													
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
fotocopiadora	KYOCERA	ECOSYS M3040 IDN	Admisiones														
fotocopiadora	KYOCERA	ECOSYS M2135 DN/L (Arriendo)	Facturación interna														
fotocopiadora	KYOCERA	ECOSYS FS 1035 MFP/L	consulta externa														
fotocopiadora	KYOCERA	ECOSYS M3550 IDN	Jamet Arrieta(sacar copia)														
fotocopiadora	KYOCERA	FS-3540	Admisiones														
Mantenimiento realizado																	
Mantenimiento programado																	


CLEDYS CORONADO
 Profesional universitaria
 Área administrativa


JHON PETRO
 Ingeniero de soporte comercial
 EQUITECH Y CIA



E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN

NIT.812 003 851 - 0

TEL.7589700 - 7587539 - 7587670 - FAX. 7777507
SAHAGÚN - CÓRDOBA

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO DE VENTILADORES 2021

EQUIPO	MARCA / CANT.	ACTIVIDAD	AREA	RESPONSABLE	ANTECEDENTE		AÑO 2021															
					MNTO	REPA	EN	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				
							E	E	A	B	A	A	U	U	G	E	C	O	V	I	C	
ventilador	KDK (11)	LIMPIEZA, ENGRASE, CL ABLEADO GENERAL	PENSION														X					
ventilador	KDK (13)	LIMPIEZA, ENGRASE, CL ABLEADO GENERAL	PEDIATRIA														X					
ventilador	KDK (10)	LIMPIEZA, ENGRASE, CL ABLEADO GENERAL	MATERNIDAD														X					
ventilador	KDK (8)	LIMPIEZA, ENGRASE, CL ABLEADO GENERAL	URGENCIAS														X					
Ventilador	KDK (2)	LIMPIEZA, ENGRASE, CL ABLEADO GENERAL	SALA ESPERA RX														X					
ventilador	KDK (24)	LIMPIEZA, ENGRASE, CL ABLEADO GENERAL	MEDICINA INTERNA														X					
Ventilador	KDK (3)	LIMPIEZA, ENGRASE, CL ABLEADO GENERAL	COCINA														X					
Ventilador	KDK (6)	LIMPIEZA, ENGRASE, CL ABLEADO GENERAL	CONSULTA EXTERNA														X					
Ventilador	KDK (4)	LIMPIEZA, ENGRASE, CL ABLEADO GENERAL	ARCHIVO														X					
Ventilador	KDK (1)	LIMPIEZA, ENGRASE, CL ABLEADO GENERAL	BANCO DE SANGRE														X					
Ventilador	KDK (1)	LIMPIEZA, ENGRASE, CL ABLEADO GENERAL	FISIOTERAPIA														X					
Ventilador	KDK (2)	LIMPIEZA, ENGRASE, CL ABLEADO GENERAL	CUARTO DE MEDICOS														X					
Ventilador	KDK (1)	LIMPIEZA, ENGRASE, CABLEADO GENERAL	SALA ESPERA GERENCIA														X					
MANTENIMIENTO REALIZADO																						
MANTENIMIENTO PROGRAMADO																						


Profesional Universitario
Área Administrativa

Calle 18 No. 1- 60 avenida hospital Sahagún Córdoba
esehospitalsanjuan@gmail.com



E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN

NIT.812 003 851 - 0

TEL.7589700 - 7587539 - 7587670 - FAX. 7777507
SAHAGÚN - CÓRDOBA

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO LAVADORA 2021

MARCA LAVADORA	FECHA DE ADQUISICION	FECHA DE MANTENIMIENTO	UBICACIÓN	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Mabe 17.1 kg	10- mayo- 2117 1 año de garantía	10 – mayo - 2021	lavandería	Mantenimiento general, limpieza y lavado
Centrales Duo lavado 13 kg	18- diciembre – 2117 NUEVA 1 año de garantía	18 – diciembre- 2021	Lavandería	Mantenimiento general, limpieza y lavado
LCD 1331B1 CENTRALES 13 kg	18- Diciembre – 2117 NUEVA SIN USO 1 AÑO DE GARANTIA	18- diciembre de 2021	Lavandería	Mantenimiento general, limpieza y lavado
ABBA SEMI-AUT LA-70SA	18- septiembre de 2119 1 año de Garantía	18 septiembre de 2021	Lavandería	Mantenimiento general, limpieza y lavado


CLEDYS CORONADO
Profesional Universitario
Área administrativa


JAMET ARRIETA
Jefe de Mantenimiento



E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN

NIT.812 003 851 - 0
 TEL.7589700 - 7587539 - 7587670 - FAX. 7777507
 SAHAGÚN - CÓRDOBA

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA 2021

ACTIVIDAD	ENE RO	FEB RER O	MAR ZO	AB RIL	MA YO	JUN IO	JUL IO	AGO STO	SEPTIE MBRE	OCTU BRE	NOVIE MBRE	DICIE MBRE
CAMBIO DE ACEITE			X							X		
ENGRASE			X							X		
REPARACIONES			X							X		
CAMBIO DE FILTRO			X							X		
Mantenimiento realizado												
Mantenimiento programado												

Nota: _____

Sebastián Lozano
 RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO

Juan Carlos
 JEFE DE MANTENIMIENTO

Orlyz
 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
 AREA ADMINISTRATIVA



E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN

NIT.812 003 851 - 0
 TEL.7589700 - 7587539 - 7587670 - FAX. 7777507
 SAHAGÚN - CÓRDOBA

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO BANCO DE SANGRE 2021												
BANCO DE SANGRE	En ero	Fe bre ro	Ma rzo	A br il	Ma yo	Ju nio	Julio	Ag ost o	septi embr e	octu bre	Novi emb re	Dicie mbre
Paredes							■					
Techos					■							
Pisos						■						
Luminarias								■				
Muebles y Enseres									■			
Redes eléctricas							■	■				
Redes telefónicas								■				
Redes Hidráulicas			■									
Ventanas				■								
Aires acondicionados	■			■			■			■		
Ventiladores			■						■			
Plante eléctrica			■							■		
Tanque de agua	■				■				■			
Computadores											■	

Cledys Coronado
 Cledys Coronado
 Profesional Universitario
 Área administrativa

Jamet Arrieta
 Jefe de Mantenimiento
Jamet Arrieta

Calle 18 No. 1- 60 avenida hospital Sahagún Córdoba
 esehospitalsanjuan@gmail.com



E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN

NIT.812 003 851 - 0

TEL.7589700 - 7587539 - 7587670 - FAX. 7777507
SAHAGÚN - CÓRDOBA

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO LABORATORIO CLINICO

BANCO DE SANGRE	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Ago	septiembre	octubre	Noviembre	Diciembre
Paredes												
Techos												
Pisos												
Luminarias												
Muebles y Enseres												
Redes eléctricas												
Redes telefónicas												
Redes Hidráulicas												
Ventanas												
Aires acondicionados												
Ventiladores												
Planta eléctrica												
Tanque de agua												
Computadores												

CLEDYS CORONADO
Profesional Universitario
Área administrativa

JAMET ARRIETA
Jefe de Mantenimiento



E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN

NIT.812 003 851 - 0

TEL.7589700 - 7587539 - 7587670 - FAX. 7777507
SAHAGÚN - CÓRDOBA

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMEDICOS HOSPITAL SAN JUAN DE SAHAGÚN 2021

Calle 18 No. 1- 60 avenida hospital Sahagún Córdoba
esehospitalsanjuan@gmail.com



E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN

NIT.812 003 851 - 0

TEL.7589700 - 7587539 - 7587670 - FAX. 7777507
SAHAGÚN - CÓRDOBA

**INVENTARIO DE EQUIPOS
BIOMEDICOS HOSPITAL SAN JUAN
DE SAHAGÚN
2021**

Calle 18 No. 1- 60 avenida hospital Sahagún Córdoba
esehospitalsanjuan@gmail.com

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
INVENTARIO TOTAL
ESE HOSPITAL SAN JUAN DE SAHAGÚN

DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	SERIE	SERVICIO	AREA	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
INCUBADORA CERRADA	NINGBO DAVID MEDICAL	YP-90A	6140603008	HOSPITALIZACIÓN	PEDIATRIA	Febrero	Febrero			Mayo			Agosto			Noviembre	
INCUBADORA CERRADA	NINGBO DAVID MEDICAL	YP-90A	6140603005	HOSPITALIZACIÓN	PEDIATRIA	Febrero	Febrero			Mayo			Agosto			Noviembre	
PESA BEBE	BEURER	DIGITAL	N/A	HOSPITALIZACIÓN	PEDIATRIA	Febrero	Febrero			Mayo			Agosto			Noviembre	
TENSIOMETRO PEDIATRICO	WELCH ALLYN	ANEROIDE	120703123711	HOSPITALIZACIÓN	PEDIATRIA	Febrero	Febrero			Mayo			Agosto			Noviembre	
LAMPARA FOTOTERAPIA	N/A	ANEROIDE	11309049	HOSPITALIZACIÓN	PEDIATRIA	Febrero	Febrero			Mayo			Agosto			Noviembre	
SUCCIONADOR PORTATIL	NINGBO DAVID MEDICAL	XHZ-90	42110305001	HOSPITALIZACIÓN	PEDIATRIA	Febrero	Febrero			Mayo			Agosto			Noviembre	
MONITOR MULTIPARAMETROS	THOMAS	1615	04120006029	HOSPITALIZACIÓN	PEDIATRIA	Febrero	Febrero			Mayo			Agosto			Noviembre	
BASCUILA ADULTO	GOLDWAY	G30E	CN93917053	HOSPITALIZACIÓN	PEDIATRIA	Febrero	Febrero			Mayo			Agosto			Noviembre	
GLUCOMETRO	KENWELL	160KG	NO VISIBLE	HOSPITALIZACIÓN	PEDIATRIA	Febrero	Febrero			Mayo			Agosto			Noviembre	
MONITOR MULTIPARAMETROS	ACCU CHECK	ACTIVE	GUJ2903106	HOSPITALIZACIÓN	PEDIATRIA	Febrero	Febrero			Mayo			Agosto			Noviembre	
BOMBA DE INFUSION	HAWKMED	M50	04008300	HOSPITALIZACIÓN	PEDIATRIA	Febrero	Febrero			Mayo			Agosto			Noviembre	
DOPPLER FETAL	HUNTLEIGH	D920	920X0124144-11	OBSTETRICIA	ESTAR DE ENFERMERIA	Febrero	Febrero			Mayo			Agosto			Noviembre	
DOPPLER FETAL	EDAN	SOMOTRAX II PRO	304150-M15305690003	OBSTETRICIA	ESTAR DE ENFERMERIA	Febrero	Febrero			Mayo			Agosto			Noviembre	
ECOGRAFO PORTATIL	MINDRAY	DP-30	6U-45009642	OBSTETRICIA	ESTAR DE ENFERMERIA	Febrero	Febrero			Mayo			Agosto			Noviembre	
INCUBADORA ABIERTA	GLUCOQUICK	DIAMOND PRIMA	42811330006445	OBSTETRICIA	ESTAR DE ENFERMERIA	Febrero	Febrero			Mayo			Agosto			Noviembre	
INCUBADORA CERRADA	NINGBO DAVID	HKN 9010	27150604004	OBSTETRICIA	ADAPTACION NEONATAL	Febrero	Febrero			Mayo			Agosto			Noviembre	
INCUBADORA CERRADA	HILL MED	HM-36	971757	OBSTETRICIA	ADAPTACION NEONATAL	Febrero	Febrero			Mayo			Agosto			Noviembre	
LAMPAR AUXILIAR DE CX	HILL MED	HM-36	971757	OBSTETRICIA	ADAPTACION NEONATAL	Febrero	Febrero			Mayo			Agosto			Noviembre	
MESA PARA PARTOS	WELCH ALLYN	GS 900	9603082	OBSTETRICIA	ADAPTACION NEONATAL	Febrero	Febrero			Mayo			Agosto			Noviembre	
MESA PARA PARTOS	DOMETAL	N/A	N/A	OBSTETRICIA	SALA DE PARTO 1	Febrero	Febrero			Mayo			Agosto			Noviembre	
MONITOR FETAL FETAL	DOMETAL	N/A	N/A	OBSTETRICIA	SALA DE PARTO 2	Febrero	Febrero			Mayo			Agosto			Noviembre	
MONITOR FETAL FETAL	EDAN	CADENCE	CADA3030830508F	OBSTETRICIA	ESTAR DE ENFERMERIA	Febrero	Febrero			Mayo			Agosto			Noviembre	
MONITOR FETAL FETAL	EDAN	F3	460378-M15803070005	OBSTETRICIA	ESTAR DE ENFERMERIA	Febrero	Febrero			Mayo			Agosto			Noviembre	
PESA BEBE	BEURER	DIGITAL	N/A	OBSTETRICIA	ADAPTACION NEONATAL	Febrero	Febrero			Mayo			Agosto			Noviembre	
SUCCIONADOR	THOMAS	1615	4120006036	OBSTETRICIA	ADAPTACION NEONATAL	Febrero	Febrero			Mayo			Agosto			Noviembre	
TENSIOMETRO Y FONENDO	LORD	ANEROIDE	1119903	OBSTETRICIA	ESTAR DE ENFERMERIA	Febrero	Febrero			Mayo			Agosto			Noviembre	
BOMBA DE INFUSION	SINO MEDICAL	SN-1800V	0496200422A02034	OBSTETRICIA	ESTAR DE ENFERMERIA	Febrero	Febrero			Mayo			Agosto			Noviembre	
MONITOR MULTIPARAMETROS	GOLDWAY	G30E	CN93917057	OBSTETRICIA	HABITACION 2	Febrero	Febrero			Mayo			Agosto			Noviembre	
BOMBA DE INFUSION	HAWKMED	HAWK-11	04008359	OBSTETRICIA	ESTAR DE ENFERMERIA	Febrero	Febrero			Mayo			Agosto			Noviembre	
BOMBA DE INFUSION	HAWKMED	HAWK-11	04008320	OBSTETRICIA	ESTAR DE ENFERMERIA	Febrero	Febrero			Mayo			Agosto			Noviembre	
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	MEC1200	46129400	OBSTETRICIA	ESTAR DE ENFERMERIA	Febrero	Febrero			Mayo			Agosto			Noviembre	
GLUCOMETRO	GLUCOQUICK	GDS0	4286218320001827	HOSPITALIZACIÓN	MEDICINA INTERNA	Febrero	Febrero			Mayo			Agosto			Noviembre	
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	MEC-1200	CC-46129577	HOSPITALIZACIÓN	MEDICINA INTERNA	Febrero	Febrero			Mayo			Agosto			Noviembre	
LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60300	N/A	HOSPITALIZACIÓN	MEDICINA INTERNA	Febrero	Febrero			Mayo			Agosto			Noviembre	
TENSIOMETRO Y FONENDO	WELCH ALLYN	TYCOS	170911124229	HOSPITALIZACIÓN	MEDICINA INTERNA	Febrero	Febrero			Mayo			Agosto			Noviembre	
BOMBA DE INFUSIÓN	KTJ	DIGITAL	NO VISIBLE	HOSPITALIZACIÓN	MEDICINA INTERNA	Febrero	Febrero			Mayo			Agosto			Noviembre	
TERMOHIGROMETRO	MEDCAPTAIN	SVS 6010	NO VISIBLE	HOSPITALIZACIÓN	MEDICINA INTERNA	Febrero	Febrero			Mayo			Agosto			Noviembre	
BASCUILA ANALOGA	KENWELL	160KG	N/A	HOSPITALIZACIÓN	MEDICINA INTERNA	Febrero	Febrero			Mayo			Agosto			Noviembre	
BASCUILA ANALOGA	KENWELL	160KG	N/A	HOSPITALIZACIÓN	MEDICINA INTERNA	Febrero	Febrero			Mayo			Agosto			Noviembre	
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	MEC1200	CC46129578	HOSPITALIZACIÓN	MEDICINA INTERNA	Febrero	Febrero			Mayo			Agosto			Noviembre	
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	MEC1200	CC22121952	HOSPITALIZACIÓN	MEDICINA INTERNA	Febrero	Febrero			Mayo			Agosto			Noviembre	
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	MEC1200	NO VISIBLE	HOSPITALIZACIÓN	MEDICINA INTERNA	Febrero	Febrero			Mayo			Agosto			Noviembre	
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	MEC1200	CC8C106822	HOSPITALIZACIÓN	MEDICINA INTERNA	Febrero	Febrero			Mayo			Agosto			Noviembre	
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	MEC1200	CC8C106822	HOSPITALIZACIÓN	MEDICINA INTERNA	Febrero	Febrero			Mayo			Agosto			Noviembre	
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	MEC1200	NO VISIBLE	HOSPITALIZACIÓN	MEDICINA INTERNA	Febrero	Febrero			Mayo			Agosto			Noviembre	
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	MEC1200	NO VISIBLE	HOSPITALIZACIÓN	MEDICINA INTERNA	Febrero	Febrero			Mayo			Agosto			Noviembre	
BOMBA DE INFUSIÓN	HAWKMED	HAWK-11	04008349	HOSPITALIZACIÓN	MEDICINA INTERNA	Febrero	Febrero			Mayo			Agosto			Noviembre	
BOMBA DE INFUSIÓN	HAWKMED	HAWK-11	04008298	HOSPITALIZACIÓN	MEDICINA INTERNA	Febrero	Febrero			Mayo			Agosto			Noviembre	
GLUCOMETRO	MATCH	MATCH II	DB16153593	HOSPITALIZACIÓN	MEDICINA INTERNA	Febrero	Febrero			Mayo			Agosto			Noviembre	
OXIMETRO DE PULSO	SINCHERO	S9	SH9000002395	HOSPITALIZACIÓN	MEDICINA INTERNA	Febrero	Febrero			Mayo			Agosto			Noviembre	
OXIMETRO DE PULSO	EDAN	H100B	316036-M15907660153	HOSPITALIZACIÓN	MEDICINA INTERNA	Febrero	Febrero			Mayo			Agosto			Noviembre	
MONITOR MULTIPARAMETROS	EDAN	IM8	360001-M2012990009	HOSPITALIZACIÓN	MEDICINA INTERNA	Febrero	Febrero			Mayo			Agosto			Noviembre	
MONITOR MULTIPARAMETROS	EDAN	M50	333113-M15608340100	HOSPITALIZACIÓN	PENSIÓN	Febrero	Febrero			Mayo			Agosto			Noviembre	
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	MEC1200	CC8C106839	HOSPITALIZACIÓN	PENSIÓN	Febrero	Febrero			Mayo			Agosto			Noviembre	
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	MEC1200	NO VISIBLE	HOSPITALIZACIÓN	PENSIÓN	Febrero	Febrero			Mayo			Agosto			Noviembre	

MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	MEC1200	CC3B127615	HOSPITALIZACIÓN	PENSIÓN	Febrero	Mayo	Agosto	Noviembre
SUCCIONADOR	PULMO MED	7A-23B	NO VISIBLE	HOSPITALIZACIÓN	PENSIÓN	Febrero	Mayo	Agosto	Noviembre
BASCUILA ANALOGA	N/A	160KG	N/A	HOSPITALIZACIÓN	PENSIÓN	Febrero	Mayo	Agosto	Noviembre
BOMBA DE INFUSIÓN	MEDCAPTAIN	5Y56010	601015090788	HOSPITALIZACIÓN	PENSIÓN	Febrero	Mayo	Agosto	Noviembre
TENSIONMETRO Y FOMENDO	WELCH ALLYN	TYCOS	191001114507	HOSPITALIZACIÓN	PENSIÓN	Febrero	Mayo	Agosto	Noviembre
OXIMETRO DE PULSO	GMD	GMDPX-500D	1921M2966	HOSPITALIZACIÓN	PENSIÓN	Febrero	Mayo	Agosto	Noviembre
GLUCOMETRO	ACCU-CHECK	ACTIVE	GU129000861	HOSPITALIZACIÓN	PENSIÓN	Febrero	Mayo	Agosto	Noviembre
AGITADOR DE MAZZINI	BIOTRON	BTR-87	845	BANCO DE SANGRE	BANCO DE SANGRE	Febrero	Mayo	Agosto	Noviembre
BASCUILA DE PISO	KENWELL	160kg	N/A	BANCO DE SANGRE	BANCO DE SANGRE	Febrero	Mayo	Agosto	Noviembre
BALANZA DE BOLSAS DE SANGRE	BAXTER	NO VISIBLE	278432	BANCO DE SANGRE	BANCO DE SANGRE	Febrero	Mayo	Agosto	Noviembre
BALANZA DE PRECISION	SHIMADSU	EL-60005A	D5078000440	BANCO DE SANGRE	BANCO DE SANGRE	Febrero	Mayo	Agosto	Noviembre
BAÑO SEROLOGICO	LAB LINE	18900	0994-0003	BANCO DE SANGRE	BANCO DE SANGRE	Febrero	Mayo	Agosto	Noviembre
CENTRIFUGA	CLAY ADAMS	SEROFUGE II	266135	BANCO DE SANGRE	BANCO DE SANGRE	Febrero	Mayo	Agosto	Noviembre
CENTRIFUGA	ROTOFIX 32A	HETTICH	11570100	BANCO DE SANGRE	BANCO DE SANGRE	Febrero	Mayo	Agosto	Noviembre
CONGELADOR DE PLASMA	BPL MEDICAL	STC 180	5050 5007	BANCO DE SANGRE	BANCO DE SANGRE	Febrero	Mayo	Agosto	Noviembre
EXTRACTOR DE PLASMA	FENWELL	4R4414	T 0212	BANCO DE SANGRE	BANCO DE SANGRE	Febrero	Mayo	Agosto	Noviembre
HORNO SECADOR	BOEHEL	107801	01502	BANCO DE SANGRE	BANCO DE SANGRE	Febrero	Mayo	Agosto	Noviembre
LÁMPARA CON VISOR DE AGLUTINACIÓN	NACIONAL	NO VISIBLE	No Serial	BANCO DE SANGRE	BANCO DE SANGRE	Febrero	Mayo	Agosto	Noviembre
MICROCENTRIFUGA	HETTICH	HEMATOCRIT 210	0000605-0300	BANCO DE SANGRE	BANCO DE SANGRE	Febrero	Mayo	Agosto	Noviembre
MICROPIPETA AUTOMATICA	GOUTTE	100-1000 ul	602716	BANCO DE SANGRE	BANCO DE SANGRE	Febrero	Mayo	Agosto	Noviembre
MICROPIPETA AUTOMATICA	BOECO	5-50 ul	CS08718	BANCO DE SANGRE	BANCO DE SANGRE	Febrero	Mayo	Agosto	Noviembre
MICROSCOPIO	OLYMPUS	CH2	210100	BANCO DE SANGRE	BANCO DE SANGRE	Febrero	Mayo	Agosto	Noviembre
NEVERA PARA REACTIVOS	CENTRALES	164 LITROS	E9141874	BANCO DE SANGRE	BANCO DE SANGRE	Febrero	Mayo	Agosto	Noviembre
NEVERA PARA REACTIVOS	CENTRALES	CEN 303ICAX1	1704019016	BANCO DE SANGRE	BANCO DE SANGRE	Febrero	Mayo	Agosto	Noviembre
NEVERA PARA SANGRE	SELECTA	BS-002	16141060	BANCO DE SANGRE	BANCO DE SANGRE	Febrero	Mayo	Agosto	Noviembre
SELLADOR DE BOLSAS	CENTRON	SURE SEAL	2516141	BANCO DE SANGRE	BANCO DE SANGRE	Febrero	Mayo	Agosto	Noviembre
SEROFUGA	CLAY ADAMS	II	266135	BANCO DE SANGRE	BANCO DE SANGRE	Febrero	Mayo	Agosto	Noviembre
TENSIONMETRO Y FOMENDO	WELCH ALLYN	TYCOS	90902132783	BANCO DE SANGRE	BANCO DE SANGRE	Febrero	Mayo	Agosto	Noviembre
TERMOHIGROMETRO	E-SUN	DIGITAL	No Serial	BANCO DE SANGRE	BANCO DE SANGRE	Febrero	Mayo	Agosto	Noviembre
TERMOHIGROMETRO	KTJ	TA-318	N/A	BANCO DE SANGRE	BANCO DE SANGRE	Febrero	Mayo	Agosto	Noviembre
TERMOHIGROMETRO	KTJ	TA-318	N/A	BANCO DE SANGRE	BANCO DE SANGRE	Febrero	Mayo	Agosto	Noviembre
TERMOHIGROMETRO	BRICO	DIGITAL	No Serial	BANCO DE SANGRE	BANCO DE SANGRE	Febrero	Mayo	Agosto	Noviembre
TERMOHIGROMETRO	BRICO	DIGITAL	No Serial	BANCO DE SANGRE	BANCO DE SANGRE	Febrero	Mayo	Agosto	Noviembre
FONENDOSCOPIO	N/A	N/A	N/A	BANCO DE SANGRE	BANCO DE SANGRE	Febrero	Mayo	Agosto	Noviembre
TERMOHIGROMETRO ANALOGO	ALLA FRANCE	ANALOGO	No Serial	BANCO DE SANGRE	BANCO DE SANGRE	Febrero	Mayo	Agosto	Noviembre
TERMOMETRO DE CONGELADOR DE PLASMA	KTJ	DIGITAL	No Serial	BANCO DE SANGRE	BANCO DE SANGRE	Febrero	Mayo	Agosto	Noviembre
TERMOMETRO DE NEVERA DE REACTIVOS 1	ALLA FRANCE	DIGITAL	No Serial	BANCO DE SANGRE	BANCO DE SANGRE	Febrero	Mayo	Agosto	Noviembre
TERMOMETRO DE NEVERA DE REACTIVOS 2	NO VISIBLE	DIGITAL	No Serial	BANCO DE SANGRE	BANCO DE SANGRE	Febrero	Mayo	Agosto	Noviembre
TERMOMETRO	BRICO	N/A	N/A	BANCO DE SANGRE	BANCO DE SANGRE	Febrero	Mayo	Agosto	Noviembre
TERMOMETRO	VICI	TM-803	N/A	BANCO DE SANGRE	BANCO DE SANGRE	Febrero	Mayo	Agosto	Noviembre
TERMOMETRO DIGITAL	DIGITAL	N/A	N/A	BANCO DE SANGRE	BANCO DE SANGRE	Febrero	Mayo	Agosto	Noviembre
TERMOMETRO PARA CAVA DE TRANSPORTE	VICI	TM-803	N/A	BANCO DE SANGRE	BANCO DE SANGRE	Febrero	Mayo	Agosto	Noviembre
TERMOMETRO DE NEVERA DE SANGRE	ALLA FRANCE	DIGITAL	No Serial	BANCO DE SANGRE	BANCO DE SANGRE	Febrero	Mayo	Agosto	Noviembre
AUTADOR DE MAZZINI	ROTATIVESHAKER	BTR-87	09	LABORATORIO CLINICO	LABORATORIO CLINICO	Enero	Abril	Agosto	Noviembre
HORNO SECADOR	BOEHEL	107801	01502	LABORATORIO CLINICO	LABORATORIO CLINICO	Enero	Abril	Agosto	Noviembre
AUTADOR DE PIPETAS	BECTON DICKSON	1173	269040	LABORATORIO CLINICO	LABORATORIO CLINICO	Enero	Abril	Agosto	Noviembre
BAÑO SEROLOGICO	LAB-LINE	18900	0994-0003	LABORATORIO CLINICO	LABORATORIO CLINICO	Enero	Abril	Agosto	Noviembre
CENTRIFUGA	HETTICH	AEMATORRIT 210	605-03-00	LABORATORIO CLINICO	LABORATORIO CLINICO	Enero	Abril	Agosto	Noviembre
CAMARA DE FLUJO LAMINAR	C4	N/A	1610-13	LABORATORIO CLINICO	LABORATORIO CLINICO	Enero	Abril	Agosto	Noviembre
CENTRIFUGA	HETTICH	PROTOFIX 32A	11570100	LABORATORIO CLINICO	LABORATORIO CLINICO	Enero	Abril	Agosto	Noviembre
INCUBADORA DE CULTIVOS	MENMERT	N/A	E309 010	LABORATORIO CLINICO	LABORATORIO CLINICO	Enero	Abril	Agosto	Noviembre
LAMPARA DE AGLUTINACION	CLAY ADAMS	5384	274057	LABORATORIO CLINICO	LABORATORIO CLINICO	Enero	Abril	Agosto	Noviembre
MACROCENTRIFUGA	HETTICH	ROTOFIX32A	0001157-01-00	LABORATORIO CLINICO	LABORATORIO CLINICO	Enero	Abril	Agosto	Noviembre

SUCCIONADOR	N/A	N/A	250 G	N/A	N/A	AMBULANCIA BASICA	OFK 372	Marzo	Junio	Septiembre
TENSIOMETRO Y FONENDOSCOPIO	LORD	AMEROIDE	M172ZB	AMEROIDE	1064989	AMBULANCIA BASICA	OFK 372	Marzo	Junio	Septiembre
TENSIOMETRO Y FONENDOSCOPIO DOBLE	PROSPHY	AMEROIDE	FORCE FX	AMEROIDE	N/A	AMBULANCIA BASICA	OFK 372	Marzo	Junio	Septiembre
FONENDOSCOPIO DOBLE	N/A	N/A	SS-501S	N/A	N/A	AMBULANCIA BASICA	OFK 372	Marzo	Junio	Septiembre
FONENDOSCOPIO DOBLE	N/A	N/A	FORCE 2	N/A	N/A	AMBULANCIA BASICA	OFK 372	Marzo	Junio	Septiembre
AUTOCLAVE	PASPORT	N/A	HKN 9010	N/A	02092010-13	CIRUGIA	CENTRAL DE ESTERILIZACION	Marzo	Junio	Septiembre
DEFIBRILADOR	HEWLETT PACKARD	N/A	DOMELUX-7272	N/A	3814A23719	CIRUGIA	QUIROFANO 2	Marzo	Junio	Septiembre
ELECTROBISTURI	VALEY LAB	N/A	DOMELUX	N/A	55119380AX	CIRUGIA	QUIROFANO 1	Marzo	Junio	Septiembre
ELECTROBISTURI	WEM	N/A	WELCH ALLYN	N/A	6941	CIRUGIA	QUIROFANO 1	Marzo	Junio	Septiembre
ELECTROBISTURI	VALLEYLAB	N/A	FORCE 2	N/A	PR8662B	CIRUGIA	QUIROFANO 2	Marzo	Junio	Septiembre
FRONTO LUZ	WELCH ALLYN	N/A	46070	N/A	11270166	CIRUGIA	ESTAR DE ENFERMERIA	Marzo	Junio	Septiembre
INCUBADORA ABIERTA	NINGBO DAVID	N/A	HKN 9010	N/A	22150604804	CIRUGIA	ESTAR DE ENFERMERIA	Marzo	Junio	Septiembre
LAMPARA CIALITICA	DOMELUX	N/A	DOMELUX-7272	N/A	2M006-N4-0002	CIRUGIA	QUIROFANO 1	Marzo	Junio	Septiembre
LAMPARA CIALITICA	DOMELUX	N/A	6262	N/A	2M001-05-0044-002	CIRUGIA	QUIROFANO 2	Marzo	Junio	Septiembre
LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	N/A	60300	N/A	N/A	CIRUGIA	QUIROFANO 2	Marzo	Junio	Septiembre
LARINGOSCOPIO PEDIATRICO	WELCH ALLYN	N/A	60400	N/A	N/A	CIRUGIA	QUIROFANO 1	Marzo	Junio	Septiembre
MAQUINA DE ANESTESIA	MINDRAY	N/A	WATO E330	N/A	DY-45001772	CIRUGIA	QUIROFANO 1	Marzo	Junio	Septiembre
MAQUINA DE ANESTESIA	MINDRAY	N/A	WATO EX20	N/A	DW-61004415	CIRUGIA	QUIROFANO 1	Marzo	Junio	Septiembre
MESA PARA CIRUGIA	BOWIN	N/A	BW300	N/A	2014314	CIRUGIA	QUIROFANO 1	Marzo	Junio	Septiembre
MESA PARA CIRUGIA	PROMEDCOL	N/A	VG-02A	N/A	JC3587	CIRUGIA	QUIROFANO 1	Marzo	Junio	Septiembre
MESA PARA CIRUGIA	AMSCO	N/A	2080	N/A	432183078	CIRUGIA	QUIROFANO 2	Marzo	Junio	Septiembre
MONITOR MULTIPARAMETROS	EDAN	N/A	M9B	N/A	M9B303072168SAJ	CIRUGIA	RECUPERACION	Marzo	Junio	Septiembre
MONITOR MULTIPARAMETROS	EDAN	N/A	M50	N/A	333123-M1560834000B	CIRUGIA	RECUPERACION	Marzo	Junio	Septiembre
MONITOR MULTIPARAMETROS	GOLDWAY	N/A	G30E	N/A	CN93917055	CIRUGIA	RECUPERACION	Marzo	Junio	Septiembre
MONITOR MULTIPARAMETROS CON CAPNIOG	MINDRAY	N/A	IPM10	N/A	FG-48016730	CIRUGIA	QUIROFANO 2	Marzo	Junio	Septiembre
MONITOR MULTIPARAMETROS CON CAPNIOG	MINDRAY	N/A	IPM10	N/A	FG-48016732	CIRUGIA	QUIROFANO 1	Marzo	Junio	Septiembre
PESA BEBE	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	CIRUGIA	QUIROFANO 2	Marzo	Junio	Septiembre
PESA BEBE	KEP GERMANY	N/A	BS-011	N/A	2018-02	CIRUGIA	QUIROFANO 2	Marzo	Junio	Septiembre
SUCCIONADOR QUIRURGICO	SMAF	N/A	YX930D	N/A	N/A	CIRUGIA	QUIROFANO 2	Marzo	Junio	Septiembre
SUCCIONADOR QUIRURGICO	PULMO MED	N/A	7A-23B	N/A	10202014-00031	CIRUGIA	ESTAR DE ENFERMERIA	Marzo	Junio	Septiembre
SUCCIONADOR PORTATIL	THOMAS	N/A	1130	N/A	NO VISIBLE	CIRUGIA	QUIROFANO 1	Marzo	Junio	Septiembre
SUCCIONADOR PORTATIL	THOMAS	N/A	1130	N/A	119400000795	CIRUGIA	QUIROFANO 2	Marzo	Junio	Septiembre
TERMOMIGROMETRO	NO VISIBLE	N/A	DIGITAL	N/A	NO VISIBLE	CIRUGIA	QUIROFANO 1	Abril		
TERMOMIGROMETRO	NO VISIBLE	N/A	DIGITAL	N/A	NO VISIBLE	CIRUGIA	QUIROFANO 2	Marzo	Junio	Septiembre
BOMBA DE INFUSION	SINO MEDICAL	N/A	SN-1800V	N/A	0456200422A02040	URGENCIAS	URGENCIAS	Marzo	Junio	Septiembre
MONITOR MULTIPARAMETROS	EDAN	N/A	IM8	N/A	360001-M19C-15300091	URGENCIAS	URGENCIAS	Marzo	Junio	Septiembre
BOMBA DE INFUSION	KENWELL	N/A	130KG	N/A	N/A	URGENCIAS	URGENCIAS	Marzo	Junio	Septiembre
EQUIPOSE DE ORGANOS	MEDCAPTAIN	N/A	5Y5 6010	N/A	601015090786	URGENCIAS	URGENCIAS	Marzo	Junio	Septiembre
DEFIBRILADOR	WELCH ALLYN	N/A	727	N/A	N/A	URGENCIAS	URGENCIAS	Marzo	Junio	Septiembre
DOPPLER FETAL	MINDRAY	N/A	BENEHEART D3	N/A	EL-4A016589	URGENCIAS	URGENCIAS	Marzo	Junio	Septiembre
LARINGOSCOPIO	MINDRAY	N/A	SONOTRAX BASIC A	N/A	560042-M1941290014	URGENCIAS	URGENCIAS	Marzo	Junio	Septiembre
TERMOMIGROMETRO	WELCH ALLY	N/A	BENEHEARTH R3	N/A	FK-92017129	URGENCIAS	URGENCIAS	Marzo	Junio	Septiembre
MEGASCOPIO DOBLE	KTJ	N/A	N/V	N/A	N/A	URGENCIAS	URGENCIAS	Marzo	Junio	Septiembre
PULSOXIMETRO DE BOLSILLO	SINOHERO	N/A	S9	N/A	N/A	URGENCIAS	URGENCIAS	Marzo	Junio	Septiembre
PULSOXIMETRO	EDAN	N/A	H100B	N/A	3040	URGENCIAS	URGENCIAS	Marzo	Junio	Septiembre
SUCCIONADOR PORTATIL	THOMAS	N/A	1635	N/A	N/A	URGENCIAS	URGENCIAS	Marzo	Junio	Septiembre
TENSIOMETRO Y FONENDO	WELCH ALLY	N/A	TYCOS	N/A	316036-M14600310034	URGENCIAS	URGENCIAS	Marzo	Junio	Septiembre
TENSIOMETRO PEDIATRICO	PRESTIGE	N/A	TYCOS	N/A	031700009095	URGENCIAS	URGENCIAS	Marzo	Junio	Septiembre
TENSIOMETRO Y FONENDO	WELCH ALLY	N/A	TYCOS	N/A	200311080218	URGENCIAS	URGENCIAS	Marzo	Junio	Septiembre
LAMPARA CUELLOS CISNE	NACIONAL	N/A	N/A	N/A	300303	URGENCIAS	URGENCIAS	Marzo	Junio	Septiembre
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	N/A	MFC1200	N/A	17091102157	URGENCIAS	URGENCIAS	Marzo	Junio	Septiembre
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	N/A	MFC1000	N/A	CC95108511	URGENCIAS	URGENCIAS	Marzo	Junio	Septiembre
MONITOR MULTIPARAMETROS	EDAN	N/A	M50	N/A	AC095125602	URGENCIAS	URGENCIAS	Marzo	Junio	Septiembre
GLUCOMETRO	ACCU CHECK	N/A	ACTIVE	N/A	333123-M1568340061	URGENCIAS	URGENCIAS	Marzo	Junio	Septiembre
BASCULA ANALOGA	KENWELL	N/A	160KG	N/A	GUI12901104	IRA URGENCIAS	IRA URGENCIAS	Marzo	Junio	Septiembre
EQUIPOS DE ORGANOS	RIESTER	N/A	NO VISIBLE	N/A	NO VISIBLE	IRA URGENCIAS	IRA URGENCIAS	Marzo	Junio	Septiembre

TENSIONIMETRO ADULTO	ALP-K2	ANEROIDE	902450	IRA URGENCIAS	IRA URGENCIAS	Marzo	Junio	Septiembre
TENSIONIMETRO ADULTO Y FONENDO	ALP-K2	ANEROIDE	808337	IRA URGENCIAS	IRA URGENCIAS	Marzo	Junio	Septiembre
TENSIONIMETRO ADULTO Y FONENDO	ALP-K2	ANEROIDE	808353	IRA URGENCIAS	IRA URGENCIAS	Marzo	Junio	Septiembre
TENSIONIMETRO PEDIATRICO	GMD	ANEROIDE	1153445	IRA URGENCIAS	IRA URGENCIAS	Marzo	Junio	Septiembre
PULSOXIMETRO DE BOLSILLO	GMD	GMDPX-500D	192IM2985	IRA URGENCIAS	IRA URGENCIAS	Marzo	Junio	Septiembre
MONITOR MULTIPARAMETROS	EDAN	IM8	360001-M19C15300090	IRA URGENCIAS	IRA URGENCIAS	Marzo	Junio	Septiembre
MONITOR MULTIPARAMETROS	EDAN	IM8	360001-M19C15300083	IRA URGENCIAS	IRA URGENCIAS	Marzo	Junio	Septiembre
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	MECL200	CC39126937	IRA URGENCIAS	IRA URGENCIAS	Marzo	Junio	Septiembre
VENTILADOR MECANICO	NORTHERN	CRUIS V6	V6-10627017	IRA URGENCIAS	IRA URGENCIAS	Marzo	Junio	Septiembre
CAMA ELECTRICA	PHYSIOTRAUMA	9590	NO VISIBLE	IRA URGENCIAS	IRA URGENCIAS	Marzo	Junio	Septiembre
CAMA ELECTRICA	PHYSIOTRAUMA	9590	NO VISIBLE	IRA URGENCIAS	IRA URGENCIAS	Marzo	Junio	Septiembre
CAMA ELECTRICA	PHYSIOTRAUMA	9590	NO VISIBLE	IRA URGENCIAS	IRA URGENCIAS	Marzo	Junio	Septiembre
CAMA ELECTRICA	PHYSIOTRAUMA	9590	NO VISIBLE	IRA URGENCIAS	IRA URGENCIAS	Marzo	Junio	Septiembre



E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN

NIT.812 003 851 - 0
TEL.7589700 - 7587539 - 7587670 - FAX. 7777507
SAHAGÚN - CÓRDOBA

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LA BOMA DE INFUSION AÑO 2021

FECHA	CANTIDAD	UBICACION	ACTIVIDAD
25 JUNIO DE	9 BOMBAS	1 Cirugía 1 Pensión 2 Maternidad	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAS BOMBAS DE INFUSION.
	FRESENO KABY	1 Pediatría 2 Urgencia 2 Medicina Interna	CALIBRACION
	BOMBA VOLUMETRICA INFUNDIR VOLUMEN Y MEDICAMENTO AL PACIENTE.		REVISION GENERAL DEL SISTEMA.


CLEDYS CORÓNADO

PROFESIONAL UNIVERSITARIO
AREA ADMINISTRATIVA



E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN

NIT.812 003 851 - 0

TEL.7589700 - 7587539 - 7587670 - FAX. 7777507
SAHAGÚN - CÓRDOBA

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO DE TANQUE DE OXIGENO GASES MEDICINALES 2021

ACTIVIDAD	CAPACIDAD TANQUE	FECHA DE MANTENIMIENTO	RESPONSABLE MANTENIMIENTO
Mantenimiento general de tanque	2.5000 M3-100	ABRIL DE 2021 NOVIEMBRE DE 2021	CRYOGAS S.A
Revisión general de válvulas			
Mantenimiento general de pension			
Requisitos de formulario anexo de mantenimiento			
Tanque de oxígeno de gases medicinales en comodato			

CLEDYS CORONADO
Profesional Universitaria
Área Administrativa




E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN

NIT.812 003 851 - 0
TEL.7589700 - 7587539 - 7587670 - FAX. 7777507
SAHAGÚN - CÓRDOBA

PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 2021

VALOR PRESUPUESTO AÑO 2021	18,987,685,394
VALOR DE MANTENIMIENTO DEL AÑO (5%)	\$ 949,384,270.00
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	
ADQUISICION DE SERVICIOS	\$ 762,355,569.00
ELECTRICO	35,000,000
REFRIGERACION	50,000,000
LOCATIVOS	259,855,569
CAÑERIAS	6,000,000
GRIFERIA Y ALCANTARILLADO	6,000,000
CARPINTERIA	30,000,000
MECANICO	100,000,000
ELECTROBOMBA	5,000,000
PLANTA ELECTRICA	13,000,000
CERRAGERIA	2,000,000
EQUIPOS BIOMEDICOS	80,000,000
TELEFONIA	3,500,000
EQUIPOS DE COMPUTO-IMPRESIONES	50,000,000
REDES	62,000,000
EQ. RX	60,000,000
ADQUISICION DE BIENES	\$ 187,028,701.00
TOTAL	\$ 949,384,270.00


SAMUEL DIAZ ALGARIN
Presupuesto


CLEIDY CORONADO
Profesional Universitaria
Área Administrativa



E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE SAHAGUN

INVENTARIO DE EQUIPOS BIOMEDICOS 2020

MATERNIDAD				
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	
DOPPLER FETAL	HUMTLEIGH	D920	920LX0124144-11	
DOPPLER FETAL	EDAN	SONOTRAX II PRO	304150- M15305690003	
ECOGRAFO PORTATIL	MINDRAY	DP-30	6U-45000642	
GLUCOMETRO	GLUCOQUICK	DIAMOND PRIMA	4281113300006445	
INCUBADORA ABIERTA	NINGBO DAVID	HKN 9010	22150604004	
INCUBADORA CERRADA	HILL MED	HM-36	971731	
INCUBADORA CERRADA	HILL MED	HM-36	971757	
LAMPAR AUXILIAR DE CX	WELCH ALLYN	GS 900	9603082	
MESA PARA PARTOS	DOMETAL	N/A	N/A	
MESA PARA PARTOS	DOMETAL	N/A	N/A	
MONITOR FETAL FETAL	EDAN	CADENCE	CADA30308B3050BF	
MONITOR FETAL FETAL	EDAN	F3	460378-M15803070005	
PESA BEBE	BEURER	DIGITAL	N/A	
SUCCIONADOR	THOMAS	1615	4120006036	
TENSIONMETRO Y FONENDO	LORD	ANEROIDE	1119903	
BOMBA DE INFUSION	SINO MEDICAL	SN-1800V	0496200422A02034	
MONITOR MULTIPARAMETROS	GOLDWAY	G30E	CN93917057	
BOMBA DE INFUSION	HAWKMED	HAWK-I1	04008359	
BOMBA DE INFUSION	HAWKMED	HAWK-I1	04008320	
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	MEC1200	46129400	
PEDIATRÍA				
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	
JBADORA CERRADA	NINGBO DAVID MEDICAL	YP-90A	6140603008	
JBADORA CERRADA	NINGBO DAVID MEDICAL	YP-90A	6140603005	
PESA BEBE	BEURER	DIGITAL	N/A	
TENSIONMETRO PEDIATRICO	WELCHALLYN	ANEROIDE	120703123711	



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

21
22
23
24

25	TENSIOMETRO ADULTO	N/A	ANEROIDE	11309049
26	LAMPARA FOTOTERAPIA	NINGBO DAVID MEDICAL	XHZ-90	42110305001
27	SUCCIONADOR PORTATIL	THOMAS	1615	04120006029
28	MONITOR MULTIPARAMETROS	GOLDWAY	G30E	CN93917053
29	BASCUA ADULTO	KENWELL	160Kg	NO VISIBLE
30	GLUCOMETRO	ACCU CHECK	ACTIVE	GU12901106
31	MONITOR MULTIPARAMETROS	EDAN	M50	NO VISIBLE
32	BOMBA DE INFUSION	HAWKMED	HAWK-I1	04008300

URGENCIAS				
	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE
33	BOMBA DE INFUSION	SINO MEDICAL	SN-1800V	0456200422A02040
34	MONITOR MULTIPARAMETROS	EDAN	IM8	360001-M19C15300091
35	BASCUA	KENWELL	130KG	N/A
36	BOMBA DE INFUSION	MEDCAPTAIN	SYS 6010	601015090786
37	EQUIPOS DE ORGANOS	WELCHALLYN	727	N/V
38	DEFIBRILADOR	MINDRAY	BENEHEART D3	EL-4A016589
39	DOPPLER FETAL	EDAN	SONOTRAX BASIC A	560042-M19412290014
40	ELECTROCARDIOGRAFO	MINDRAY	BENEHEARTH R3	FK-92017129
41	LARINGOSCOPIO	WELCH ALLY	60300	N/A
42	TERMOHIGROMETRO	KTJ	N/V	3040
43	NEGATOSCOPIO DOBLE	N/A	N/A	N/A
44	PULSOXIMETRO DE BOLSILLO	SINOHERO	S9	SH9000002385
45	PULSOXIMETRO	EDAN	H100B	316036-M14600310034
46	SUCCIONADOR PORTATIL	THOMAS	1635	031700000905
47	TENSIOMETRO Y FONENDO	WELCH ALLY	TYCOS	200311080218
48	TENSIOMETRO PEDIATRICO	PRESTIGE	ANEROIDE	300303
49	TENSIOMETRO Y FONENDO	WELCH ALLY	TYCOS	17091102157
50	LAMPARA CUELLOS CISNE	NACIONAL	N/A	N/A
51	MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	MEC1200	CC95108511
52	MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	MEC1000	AQ95125602
53	MONITOR MULTIPARAMETROS	EDAN	M50	333123-M1568340061

54	GLUCOMETRO	ACCU CHECK	ACTIVE	GU12901104
----	------------	------------	--------	------------

IRA URGENCIAS				
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	
BASCULA ANALOGA	KENWELL	160KG	NO VISIBLE	
EQUIPOS DE ORGANOS	RIESTER	NO VISIBLE	NO VISIBLE	
TENSIOMETRO ADULTO	ALP-K2	ANEROIDE	902450	
TENSIOMETRO ADULTO Y FONENDO	ALP-K2	ANEROIDE	808337	
TENSIOMETRO ADULTO Y FONENDO	ALP-K2	ANEROIDE	808353	
TENSIOMETRO PEDIATRICO	GMD	ANEROIDE	1153445	
PULSOXIMETRO DE BOLSILLO	GMD	GMDPX-500D	192IM2985	
MONITOR MULTIPARAMETROS	EDAN	IM8	360001-M19C15300090	
MONITOR MULTIPARAMETROS	EDAN	IM8	360001-M19C15300083	
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	MEC1200	CC39126937	
VENTILADOR MECANICO	NORTHERN	CRIUS V6	V6-I0627017	
CAMA ELECTRICA	PHYSIOTRAUMA	9590	NO VISIBLE	
CAMA ELECTRICA	PHYSIOTRAUMA	9590	NO VISIBLE	
CAMA ELECTRICA	PHYSIOTRAUMA	9590	NO VISIBLE	
CAMA ELECTRICA	PHYSIOTRAUMA	9590	NO VISIBLE	

FISIOTERAPIA				
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	
BICICLETA ESTATICA	FITNESS	N/A	N/A	
ESTIMULADOR DE CORRIENTE	CARCI	EGF	02258ND	
ESTIMULADOR DE CORRIENTE	CARCI	TENSMEDIV	03960ND	
FLUJOMETRO DOBLE	OHIO	N/A	ATEP05741	
LAMPARA DE LUZ INFRAROJA	N/A	N/A	N/A	
MASAJEADOR	N/A	N/A	N/A	
NEBULIZADOR	THOMAS	1145	120600001465	
NEBULIZADOR	THOMAS	1145	110600001457	
NEBULIZADOR	THOMAS	1145	020500001228	
NEBULIZADOR	THOMAS	1145	120600001505	
SUCCIONADOR	THOMAS	1130-067	89400000964	

	TENS	N/A	N/A	N/A	N/A
82	TENS	AM54	1109	08325808	
83	TENS	MED IV	CARCI	03960ND	
84	TENS	M & M	210	N/A	
85	ULTRASONIDO TERAPEUTICO	CARCI	SONOMED III	41340783	
86	VACUM TERAPIA	BIODERM	N/A	N/A	

LABORATORIO CLÍNICO					
	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	
87	AJITADOR DE MAZINI	ROTATIVESHAKER	BTR-87	09	
88	HORNO SECADOR	BOEKEL	107801	O1502	
89	AJITADOR DE PIPETAS	BECTON DICKSON	1173	269040	
90	BAÑO SEROLOGICO	LAB-LINE	18900	0994-0003	
91	CENTRIFUGA	HETTICH	AEMATOKRIT 210	605-03-00	
92	CAMARA DE FLUJO LAMINAR	C4	N/A	1610-13	
93	CENTRIFUGA	HETTICH	PROTOFIX 32A	11570100	
94	INCUBADORA DE CULTIVOS	MENMERT	N/A	E309 010	
95	LAMPARA DE AGLUTINACION	CLAY ADAMS	5384	274057	
96	MACROCENTRIFUGA	HETTICH	ROTOFIX32A	0001157-01-00	
97	MICROSCOPIO	OLYMPUS	CHS	8L0300	
98	NEVERA CENTRALES	CENTRALES	CCE303GULE0	0925291042	
99	NEVERA CENTRALES	CENTRALES	CCN3416WASE0	1123204237	
100	NEVERA CENTRALES	CENTRALES	CCN303GUASE1	1209103404	
101	PIANO CUENTA CELULAS	N/A	N/A	N/A	
102	PIPETA AUTOMATICA	BOECO	5-50UL	KF572421	
103	PIPETA AUTOMATICA	BRAND	100-1000UL	10L96191	
104	TERMOMETRO	ALLA FRANCE	DIGITAL	N/A	
105	TERMOMETRO	ALLA FRANCE	DIGITAL	N/A	
106	TERMOMETRO	ALLA FRANCE	DIGITAL	N/A	
107	TERMOMETRO	ALLA FRANCE	DIGITAL	N/A	
108	TERMOHIGROMETRO	ALLA FRANCE	ANÁLOGO	N/A	
109	TERMOHIGROMETRO	KTJ	ALLA FRANCE	N/A	
110	TERMOHIGROMETRO	KTJ	TA318	N/A	

111	TERMOHIGROMETRO	ALLA FRANCE	ANÁLOGO	N/A
112	TERMOHIGROMETRO	KTJ	TA318	2018-12

CONSULTA EXTERNA

	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE
113	BASCULA ANALOGA	KENWELL	160KG	N/A
114	BASCULA ANALOGA	KENWELL	160KG	N/A
115	BASCULA ANALOGA	KENWELL	130KG	N/A
116	BASCULA DIGITAL	KENWELL	EB9322	N/A
117	DOPPLER FETAL	EDAN	SONOTRAX II PRO	304150-M14C06480047
118	ELECTROCARDIOGRAFO	MINDRAY	BENEHEART R3	FK-3B0022023
119	EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN	19090	N/A
120	FRONTO LUZ	WELCH ALLYN	N/A	N/A
121	GLUCOMETRO	GLUCOQUICK	DIAMOND PRIMA	4281113300006388
122	PESA BEBE ANALOGA	N/A	N/A	N/A
123	NEGATOSCOPIO	N/A	N/A	N/A
124	NEGATOSCOPIO	N/A	N/A	N/A
125	TENSIOMETRO Y FONENDOSCOPIO	WELCH ALLYN	TYCOS	120227085224
126	TENSIOMETRO PEDIATRICO Y FONENDO	ALPK	ANEROIDE	868593
127	TENSIOMETRO Y FONENDO	GMD	ANEROIDE	13041570
128	TENSIOMETRO Y FONENDO	WELCH ALLYN	TYCOS	150126234638
129	TENSIOMETRO Y FONENDO	WELCH ALLYN	TYCOS	130123183011
130	TENSIOMETRO Y FONENDO	N/	N/A	N/A

MEDICINA INTERNA

	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE
131	GLUCOMETRO	GLUCOQUICK	GD50	4286218320001827
132	MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	MEC-1200	CC-46129577
133	LARINGOSCOPIO	WELCHALLYN	60300	N/A
134	TENSIOMETRO Y FONENDO	WELCH ALLYN	TYCOS	170911124229
135	TERMOHIGROMETRO	KTJ	DIGITAL	NO VISIBLE
136	BOMBA DE INFUSIÓN	MEDCAPTAIN	SYS 6010	NO VISIBLE
137	BASCULA ANALOGA	KENWELL	160KG	N/A

138	BASCULA ANALOGA	KENWELL	160KG	N/A
139	MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	MEC1200	CC46129578
140	MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	MEC1200	CC22121952
141	MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	MEC1200	NO VISIBLE
142	MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	MEC1200	CC8C106822
143	MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	MEC1200	CC8C106822
144	MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	MEC1200	NO VISIBLE
145	BOMBA DE INFUSIÓN	HAWKMED	HAWK-I1	04008349
146	BOMBA DE INFUSIÓN	HAWKMED	HAWK-I1	04008298
147	GLUCOMETRO	MATCH	MATCH II	DB1G153593
148	OXIMETRO DE PULSO	SINOHERO	S9	SH9000002395
149	OXIMETRO DE PULSO	EDAN	H100B	316036-M15907660153

PENSION				
	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE
150	MONITOR MULTIPARAMETROS	EDAN	IM8	360001-M20212990009
151	MONITOR MULTIPARAMETROS	EDAN	M50	333123-M15608340100
152	MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	MEC1200	CC8C106839
153	MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	MEC1200	NO VISIBLE
154	MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	MEC1200	CC3B127615
155	SUCCIONADOR	PULMO MED	7A-23B	NO VISIBLE
156	BASCULA ANALOGA	N/A	160KG	N/A
157	BOMBA DE INFUSIÓN	MEDCAPTAIN	SYS6010	601015090788
158	TENSIOMETRO Y FONENDO	WELCH ALLYN	TYCOS	191001114507
159	OXIMETRO DE PULSO	GMD	GMDPX-500D	192IM2966
160	GLUCOMETRO	ACCU-CHECK	ACTIVE	GU12900861

CIRUGÍA				
	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE
152	AUTOCLAVE	PASPORT	250 G	02092010-13
153	DEFIBRILLADOR	HEWLETT PACKARD	M1722B	3814A23719
154	ELECTROBISTURI	VALEY LAB	FORCE FX	S5119380AX

155	ELECTROBISTURI	WEM	SS-501S	6941
156	ELECTROBISTURÍ	VALLEYLAB	FORCE 2	P8A862B
157	FRONTO LUZ	WELCH ALLYN	46070	12270166
158	INCUBADORA ABIERTA	NINGBO DAVID	HKN 9010	22150604004
159	LAMPARA CIALITICA	DOMELUX	DOMELUX-7272	2M006-N4-0002
160	LAMPARA CIALITICA	DOMELUX	6262	2M001-05-0044-002
161	LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60300	N/A
162	LARINGOSCOPIO PEDIATRICO	WELCH ALLYN	60400	N/A
163	MAQUINA DE ANESTESIA	MINDRAY	WATO EX30	DY-45001772
164	MAQUINA DE ANESTESIA	MINDRAY	WATO EX20	DW-61004415
165	MESA PARA CIRUGIA	BOWIN	BW300	2014314
166	MESA PARA CIRUGIA	PROMEDCOL	VG-02A	JC35B7
167	MESA PARA CIRUGIA	AMSCO	2080	432183078
168	MONITOR MULTIPARAMETROS	EDAN	M9B	M9B3030722168SAJ
169	MONITOR MULTIPARAMETROS	EDAN	M50	333123-M15608340008
170	MONITOR MULTIPARAMETROS	GOLDWAY	G30E	CN93917055
171	MONITOR MULTIPARAMETROS CON CAPNOGRAFIA	MINDRAY	IPM10	FG-4B016730
172	MONITOR MULTIPARAMETROS CON CAPNOGRAFIA	MINDRAY	IPM10	FG-4B016732
173	PESA BEBE	N/A	N/A	N/A
174	PESA BEBE	KEX GERMANY	BS-011	2018-02
175	SUCCIONADOR QUIRURGICO	SMAF	YX930D	N/A
176	SUCCIONADOR QUIRURGICO	PULMO MED	7A -23B	10202014-00031
177	SUCCIONADOR PORTATIL	THOMAS	1130	NO VISIBLE
178	SUCCIONADOR PORTATIL	THOMAS	1130	119400000795
179	TERMOHIGROMETRO	NO VISIBLE	DIGITAL	NO VISIBLE

BANCO DE SANGRE

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE
AGITADOR DE MAZZINI	BIOTRON	BTR-87	845
BASCULA DE PISO	KENWELL	160kg	N/A
BALANZA DE BOLSAS DE SANGRE	BAXTER	NO VISIBLE	278432
BALANZA DE PRECISION	SHIMADSU	EL-60005A	D507800440
BAÑO SEROLOGICO	LAB LINE	18900	0994-0003
CENTRIFUGA	CLAY ADAMS	SEROFUGE II	266135

186	CENTRIFUGA	ROTOFIX 32A	HETTICH	11570100
187	CONGELADOR DE PLASMA	BPL MEDICAL	STC 180	5050 5007
188	EXTRACTOR DE PLASMA	FENWALL	4R4414	T 0212
189	HORNO SECADOR	BOEKEL	107801	O1502
190	LÁMPARA CON VISOR DE AGLUTINACIÓN	NACIONAL	NO VISIBLE	No Serial
191	MICROCENTRIFUGA	HETTICH	HEMATOCRIT 210	0000605-0300
192	MICROPIPETA AUTOMÁTICA	GOUTTE	100-1000 ul	602716
193	MICROPIPETA AUTOMÁTICA	BOECO	5--50 ul	CS08718
194	MICROSCOPIO	OLYMPUS	CH2	210100
195	NEVERA PARA REACTIVOS	CENTRALES	164 LITROS	E9141874
196	NEVERA PARA REACTIVOS	CENTRALES	CEN 303LCAX1	1204019016
197	NEVERA PARA SANGRE	SELECTA	BS-002	16141060
198	SELLADOR DE BOLSAS	CENTRON	SURE SEAL	2516141
199	SEROFUGA	CLAY ADAMS	II	266135
200	TENSIOMETRO Y FONENDO	WELCH ALLYN	TYCOS	90902132783
201	TERMOHIGROMETRO	E-SUN	DIGITAL	No Serial
202	TERMOHIGROMETRO	KTJ	TA-318	N/A
203	TERMOHIGROMETRO	KTJ	TA-318	N/A
204	TERMOHIGROMETRO	BRIXCO	DIGITAL	No Serial
205	TERMOHIGROMETRO	BRIXCO	DIGITAL	No Serial
206	FONENDOSCOPIO	N/A	N/A	N/A
207	TERMOHIGROMETRO ANALOGO	ALLA FRANCE	ANALOGO	No Serial
208	TERMOMETRO DE CONGELADOR DE PLASMA	KTJ	DIGITAL	No Serial
209	TERMOMETRO DE NEVERA DE REACTIVOS 1	ALLA FRANCE	DIGITAL	No Serial
210	TERMOMETRO DE NEVERA DE REACTIVOS 2	NO VISIBLE	DIGITAL	No Serial
211	TERMOMETRO	BRIXCO	N/A	N/A
212	TERMOMETRO	VICI	TM-803	N/A
213	TERMOMETRO DIGITAL	DIGITAL	N/A	N/A
214	TERMOMETRO PARA CAVA DE TRANSPORTE	VICI	TM-803	N/A
215	TERMOMETRO DE NEVERA DE SANGRE	ALLA FRANCE	DIGITAL	No Serial

IMÁGENES DIAGNOSTICAS

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE
RAYOSX FIJO	TXR	SHF210-320MA	G-65760

217	RAYOS X PORTATIL	PERLONG	PLX 101A	01A16027
218	ECOGRAFO	MINDRAY	DC-N6	PG49001753

TAB OQE 183

	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE
219	GLUCOMETRO	GLUCOQUICK	DIAMOND	4282114260008965
220	LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60300	N/A
221	SUCCIONADOR	SPARMAX	N/A	N/A
222	TENSIOMETRO Y FONENDO	ALPK2	1969	555994
223	TENSIOMETRO PEDIATRICO	GMD	ANEROIDE	13040033

TAM 141

	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE
224	VENTILADOR PORTATIL	AEOMED	SHANGRILA510	SL510EZKZT022
225	SUCCIONADOR	THOMAS	1615	10070002074
226	LARINGOSCOPIO	GREENLINE	N/A	N/A
227	PULSOXIMETRO	EDAN	HB 100	316036-M15907660151
228	FONENDOSCOPIO	LITTANN	CLASSIC II	N/A
229	TENSIOMETRO Y FONENDO PEDIATRICO	GMD	ANEROIDE	14060592
230	TENSIOMETRO Y FONENDO PEDIATRICO	LORD	N/A	1064933
231	DEFIBRILADOR	MINDRAY	BENEHEART D3	EL-58021999
232	GLUCOMETRO	GLUCOQUICK	DIAMOND	4282114260008921


TAB 372

	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE
233	SUCCIONADOR	N/A	N/A	N/A
234	TENSIOMETRO PEDIATRICO	LORD	ANEROIDE	1064989
235	TENSIOMETRO Y FONENDOSCOPIO	PROSPHY	ANEROIDE	N/A
236	FONENDOSCOPIO DOBLE	N/A	N/A	N/A
237	FONENDOSCOPIO DOBLE	N/A	N/A	N/A

UCI

	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE
--	--------	-------	--------	-------

238	VENTILADOR MECANICO	NORTHERN	CRIUS V6	V6-10623022
239	VENTILADOR MECANICO	NORTHERN	CRIUS V6	V6-10624012
240	VENTILADOR MECANICO	NORTHERN	CRIUS V6	V6-10624070
241	VENTILADOR MECANICO	NORTHERN	CRIUS V6	V6-10626011
242	VENTILADOR MECANICO	NORTHERN	CRIUS V6	V6-10628076
243	VENTILADOR MECANICO	NORTHERN	CRIUS V6	V6-10608075
244	VENTILADOR MECANICO	NORTHERN	CRIUS V6	V6-10706001
245	VENTILADOR MECANICO	NORTHERN	CRIUS V6	V6-10703051
246	VENTILADOR MECANICO	NORTHERN	CRIUS V6	V6-10701081
247	VENTILADOR MECANICO	NORTHERN	CRIUS V6	V6-10611079


CLEDYS CORONADO BERROCAL
PROFESIONAL UNIVERSITARIA AREA ADMINISTRATIVA



E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN

NIT.812 003 851 - 0

TEL.7589700 - 7587539 - 7587670 - FAX. 7777507
SAHAGÚN - CÓRDOBA

Medi
Gem

EMERGENCIA A SU SERVICIO
24 Horas

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO 2021

HOSPITAL SAN JUAN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Cirugía												
Urgencias												
Ambulancias												
Pensión												
Med Int												
Pediatría												
Maternidad												
Consulta Ex												
Banco de sangre												
Fisioterapia												
Laboratorio Clínico												
Imágenes Dx												


CLEDYS CORONADO
 PROFESIONAL UNIVERSITARIA
 AREA ADMINISTRATIVA


ROBERTO PADILLA
 BIOINGENIERO

Calle 18 No. 1- 60 avenida hospital Sahagún Córdoba
esehospitalsanjuan@gmail.com